



Epilepsilarm i säng

Emfit epilepsilarm

Emfit Epilepsilarm är ett epilepsilarm som placeras i säng.

Emfit sensor registrerar och larmar vid kramper som en följd av generaliserade tonisk-kloniska epileptiska anfall.

Emfit kontrollenhet kan vidareända larmsignalen genom ett externt system, t ex en personsökarlösning.

Art.nr: 464000



ABILIA

Emfit Epilepsilarm

Emfit Epilepsilarm är en rörelsemonitor som används för att upptäcka tonisk-kloniska anfall och frånvaro från sängen.

Produkten består av en sängsensor som placeras under madrassen och en kontrollenhet.



Emfit sensor

Emfit sensor är avsedd att uppmärksamma omsorgsgivaren vid snabba rörelser på grund av generaliserade tonisk-kloniska anfall, hos en person som ligger på en madrass försedd med sängsensor.



Emfit kontrollenhet

Emfit kontrollenhet notifierar omsorgsgivaren genom att blinka och avge ett ljud. Larmsignalen kan vidarebefordras till ett externt system, t ex en personsökarlösning.



Tillbehör: Personsökare för smidig mottagning av larm: sändare P212, mottagare P202, räckviddsförlängare P 164

Emfit Epilepsilarm är en medicinteknisk produkt, klass I, och är CE-märkt i enlighet med den europeiska förordningen 2017 / 745 - MDR.

TEKNISK SPECIFIKATION

SENSOR

Storlek: 430 x 580 x 1,4 mm

Material: Ftalatfri PVC

Kabellängd: 300 mm

IP-klass: IP20

KONTROLLENHET

Storlek: 96 x 127 x 34 mm

Vikt: 110 g

Kapslingskydd: IP20

Batteri: 2 st AA, 1,5 V 2800 mAh

ART.NR TILLBEHÖR

464400 Sändare P212 & Mottagare P202*

464403 Räckviddsförlängare P164**

* Personsökarpaket

** Räckviddsförlängare till personsökaren