




MEMOplanner

– kalender som gir tydelig oversikt og kontroll i hverdagen

- Kalenderverktøy med tydelig visuell støtte
- Finnes i to størrelser: medium og large
- Tydelig oversikt over dagen, uken og måneden
- Mulighet for: påminnelser med sjekklister, timer-funksjon, opplesing ved hjelp av talesyntese, med mer
- Bruk symboler eller egne bilder for ytterligere tydelighet
- Kan synkroniseres med MEMOplanner Go-app på smarttelefon og nettbrett
- Kan administreres direkte på enheten eller via nett-tjenesten myAbilia



Artikkel nr: 462930 MEMOplanner Medium 5
HMS art nr: 334012
Art.nr: 462885 MEMOplanner Large
HMS art nr: 292363



ABILIA

Studier viser at MEMOplanner bidrar til økt oversikt og kontroll. Dette minsker stress både for deg og dine nærmeste og kan redusere konflikter om hverdagslige gjøremål.

Oversikt i hverdagen

MEMOplanner er et tids- og planleggingshjelpemiddel som gir tydelig oversikt over hvilken dag og tid på døgnet det er, og hvilke aktiviteter som er planlagt denne dagen, uken og måneden.

Påminnelser

Aktiviteter vises tydelig med bilde og tekst. Det gis påminnelser samt mulighet for ytterligere støtte i f. eks sjekklister eller en personlig innspilt talemelding.

Tidsforståelse

Kvarterurprikkene i tidssøylen visualiserer tid som mengde og slukker etter hvert som tiden går. En rød strek viser nå-tidspunktet og gir dermed oversikt over hvor lenge det er til ulike aktiviteter.

Malbibliotek gjør det raskt og enkelt å planlegge.

myAbilia

Via nettjenesten myAbilia kan støttepersoner fra sin mobil/nettbrett/pc legge inn aktiviteter eller se om aktiviteter er utført.

MEMOplanner Go

Uten ekstra kostnad kan du installere MEMOplanner Go på egen smarttelefon og nettbrett. På den måten får du støtte også når du ikke er i nærheten av din MEMOplanner. Last ned appen i App Store eller Google Play.



MEMOPLANNER LEVERES MED

MEDIUM

- beskyttelsesdeksel
- strømadapter
- bordstativ
- veggfeste

LARGE

- strømadapter
- veggfeste

TEKNISK INFORMASJON

MEDIUM

Skjermstørrelse:	10"
Størrelse i cm:	24 x 16 x 1
Vekt:	500 gr
Innebygget kamera:	Foran og bak

LARGE

Skjermstørrelse:	24"
Størrelse i cm:	60 x 36 x 4
Vekt:	4,6 kg
Innebygget kamera	Foran

