



Mottagning av epilepsi- och tillsynslarm

Personsökarpaket: Sändare P212 & Mottagare P202

En personsökarlösning kopplad till epilepsilarm eller tillsynslarm kan göra stor skillnad för en anhörig eller för en vårdgivare.

Lösningen möjliggör snabb respons vid anfall eller andra akuta situationer, även när man inte är i direkt närhet. Det skapar en ökad trygghet i hemmet eller på boendet.

Resultatet blir en säkrare vardag för individen och en avlastning för både anhöriga och personal.

Art.nr: 464400



ABILIA

Mottagare P202

Anhörig eller vårdgivare bär med sig Mottagare P202, som tar emot signal från ett eller flera larm. Både epilepsilarm och tillsynslarm kan kopplas till mottagaren.

Mottagare och sändare kommunicerar via Alert-iT Safelink™ radioprotokoll. Detta innebär att larm ges om mottagaren kommer utanför räckvidd.

Larm tas emot med ljudsignal eller vibration. Information om larmet ges på bakgrundsbelyst display. Mottagaren kan bäras med en rem runt halsen eller sitta fast med ett clips i byxfickan.

Mottagare P202 har ett uppladdningsbart batteri med en standby-tid på upp till 40 timmar beroende på användning.



Sändare P212

Sändare P212 kopplas ihop med larmets kontrollenhet och vidareänder larmsignalen till Mottagare P202.

Sändare P212 är batteridriven.



Tillbehör: Räckviddsförlängare P164

Räckviddsförlängare P164 används vid behov av att förlänga räckvidden. Räckviddsförlängare P164 ansluts i ett strömuttag. Vid ett eventuellt strömavbrott tar ett backup-batteri över.

Alla larmsändare som är uppkopplade i miljön får en förlängd räckvidd.



TEKNISK SPECIFIKATION

	<u>464400 Personsökarpaket</u>		<u>464403 Räckviddsförlängare P164</u>
Artikel	Mottagare P202	Sändare P212	Räckviddsförlängare P164**
Mått	72 x 122 x 20 mm	89 x 89 x 30 mm	89 x 89 x 30 mm (h m antenn 140 mm)
Vikt	160 g	170 g	170 g
Radiofrekvens	869,2 MHz	869,2 MHz	869,2 MHz
Räckvidd	450 m fri sikt	450 m fri sikt	600 m fri sikt
Batteri	2 st AAA Ni-MH uppladdningsbara, 800 mAh (HR03)*	2x AA 1.5 V alkaliska (LR06)	**TILLBEHÖR, beställes separat

*bytes enbart av auktoriserad tekniker