



# Grid Pad Pro 16

– kraftfullt ASK med stor skjerm og lang batterilevetid

- 16" skjerm
- 6,5" samtalskjerm
- Inntil 12 timer batterilevetid
- Antirefleks skjermbeskytter
- Smart-knapper for mer effektiv bruk
- Kan brukes med øyestyling eller alternativ betjening
- Høykvalitets lyd
- Innebygget IR omgivelseskontroll
- Innebygget bordstativ
- Muligheter for stativmontering
- IP54 klassifisert
- Grid programvare



## Grid Pad Pro 16

Grid Pad Pro 16 er et kraftfullt og skreddersydd kommunikasjonsverktøy som har alle tilgjengelige funksjoner innenfor Grid-systemet, alternativ betjening og omgivelses- og PC-kontroll.

Smart-knapper er plassert sentralt foran på skjermen og kan konfigureres til akkurat det du trenger å bruke dem til. De kan brukes med touch, alternativ betjening og øyestyring.

Produktet er klassifisert med kapslingsgrad IP54. Dette innebærer at det er beskyttet mot støv i en slik grad at støv ikke kan forårsake skade på produktet eller dets komponenter. Maskinen er også sprutsikker og tåler noe regn mot kapslingen fra alle retninger uten at dette har skadelig virkning.

## Grid

Programvaren Grid er inkludert, som gir mulighet for individuell tilpasning av et stort utvalg ferdige kommunikasjonsoppsett og apper, symbol- eller tekstbibliotek, omgivelseskontroll og PC-kontroll.

### GRID PAD PRO 16 LEVERES MED

- Strømforsyning
- Lisensnøkkel
- Pusseklut og etiketter
- Fjernkontroll
- Dokumentasjon

### TEKNISK INFORMASJON

Størrelse i mm: 391 × 279 × 47

Vekt: 3,5 kg

Prosesor: Intel® Core™ i5 11th Gen

Batterilevetid: 12 timer

### ANDRE RELEVANTE PRODUKTER

- Grid Pad Pro 13
- Grid Pad Eye 13
- Grid Pad Eye 16

