

Operativsystem	Windows 11 Pro
Programvare	Grid 3 til Windows
Proseszor	Intel® Core™ 11th Gen i5-1135G7
Lagring	16GB RAM 256GB NVME SSD
Grafikk	Intel® Iris® Xe
Skjerm	16" WQXGA HDR (2560 X 1600) Dagslys lys skjerm herdet glass, antirefleksbelegg og 100 % sRGB fargeskala
Samtaleskjerm	6.5" vidvinkel full farge og dagslys sterkt
Vekt	3.5kg (uten øyestyrringsenhet) 4.1kg (med øyestyrringsenhet)
Batteri	13 timer 8 timer med øyestyrringsenhet 4 timer ladetid
Kamera	5MP foran med Windows Hello 5MP bak med autofokus
Dimensjoner	391 x 279 x 47mm (uten øyestyrringsenhet) 391 x 327 x 56mm (med øyestyrringsenhet)
Droptestet	1m
IP-vurdering	IP54
Øyestyrringsenhet	Dock på plass øyestyrringsenhet (Lumin-i eller Vida)
Adgang	2 x 3.5mm Bryterport med LED-indikatorer 1 x USB-C 2.0 port for hodepeker 1x USB-C 3.2 10gbps port for øyestyrringsenhet Remote Power Button (strøm på/av og trådløs brytertilgang) Berørings-skjerm
Smart Buttons	3 x programmable Smart Buttons Volum opp og volum ned Smart Buttons (Berør og øyestyrringsenhet tilgjengelig)
Miljøkontroll	GEWA Infrarød, Valgfri EasyWave / Z-Wave radio
Tilkobling	3.5mm hodetelefon/mikrofon kombinasjonsport 2 x USB-A 3.2 10gbps port 1 x USB-C 4.0 40gbps med skjermport Bluetooth 5.3 Wi-fi 6E
Monterings-plate	Dual Rehadapt og Daessy montering
Garanti	3 år SmartCare (plasseringsavhengig)
Audio	2 x bakhøytalere med passiv radiator 2 x personlige foredragsholdere
Ekstra funksjoner	Justerbart stativ, Kensington Nano Security Slot, PSU
Tilleggsutstyr	Ryggsekk, tastaturlås, bærbar powerbank HeadMouse Nano innhegning, PC Eye 5 innhegning
Karbonutslipp	40.331 kgCO2e For mer informasjon om materialene som brukes, besøk <a href="#">Smartbox Hub</a> .