

April 2026

## Ny programversion av Handi Go

Vi vill informera om att det den 28 april släpps en ny programversion av Handi Go: Version 1.3.

Den nya programversionen ingår i leveransen av artikel 706600 *Handi Go* och uppdateras automatiskt på de enheter där Handi Go redan är installerad, om så är inställt på telefonen.

## Nyheter i Handi Go v1.3

Här är de viktigaste nyheterna i Handi Go v1.3:

- **Mallar.** Nu kan inläggning av aktivitet och uppgift förenklas genom att använda fördefinierade mallar. Mallarna skapas i Handi Go eller i webbtjänsten myAbilia.
- **Talstöd.** Nu är det möjligt att få informationen på skärmen uppläst av telefonens inbyggda talsyntes.
- **Privata aktiviteter.** Nu kan man välja vilka aktiviteter som ska vara synliga för stödpersoner i myAbilia.
- **Skapa aktivitet från tidpelaren.** Nu kan man trycka på önskad tid direkt i tidpelaryn och få aktivitetens starttid ifylld automatiskt.

För mer utförlig information se det bifogade bildspelet (pdf).

Med vänlig hälsning

Karin Winberg  
Anbuds- och avtalsansvarig

