

Maj 2026

Ny programversion av MEMOplanner

Vi vill informera om att det den 27 maj släpps en ny programversion av MEMOplanner och MEMOplanner Go: Version 4.5.


Artikel 462930/462937 MEMOplanner Medium 5 och 462885/462887 MEMOplanner Large 3 kommer från och med detta datum att levereras med den nya versionen.

Redan levererade enheter med MEMOplanner Generation 4 kommer att uppdateras automatiskt om de är anslutna till Internet. MEMOplanner Go uppdateras automatiskt om så är inställt på telefonen.

Nyheter i MEMOplanner version 4.5

Vi är glada att kunna erbjuda följande efterlängttade funktioner i MEMOplanner v4.5:

- **Se nationella helgdagar och högtidsdagar.** Den valbara helgdagskalendern är utvecklad av Abilia och innehåller bildstöd för samtliga dagar.
- **Aktivera ett tryggt skärmlås med kodskydd via Fotokalendern.** För att kunna använda skärmlåset måste kontaktuppgifter finnas, så att koden kan återställas på ett säkert sätt om det skulle behövas.
- **Använd i både stående och liggande visningsläge.** Automatisk rotering av skärmen är påslaget från början, men kan stängas av via Snabbinställningar.
- **Utökat innehåll i aktiviteter och mallar.** Man kan nu även lägga till en beskrivning* i tillägg till namnet, samt koppla röstanteckning*.
- **Välj eget namn* på kategorifärgerna.** Egna namn hjälper till att förklara syftet med användning av den specifika färgen.
- **Talstöd med barnröster.** Nu är det möjligt att välja pojk- eller flickröst som talstöd, i tillägg till manlig eller kvinnlig röst.



* Motsvarande nyhet även i webbtjänsten myAbilia

För mer utförlig information se det bifogade bildspelet (pdf).

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig