



För att hålla reda på dygnet MEMOday

MEMOday är ett hjälpmedel för personer som behöver extra stöd att hålla reda på dygnet.

MEMOday visar lättläst information om datum, tid och om det är morgon, dag, kväll eller natt. Man kan även få informationen uppläst.

För personer med svårigheter att hålla reda på dygnet, ger tidsstödet i MEMOday en ökad känsla av kontroll och därmed minskad stress och oro. Genom att visa om det är natt eller dag kan MEMOday till exempel förhindra att personen går ut mitt i natten eller ringer anhöriga på olämpliga tider.

Art.nr: 508290



ABILIA

Att använda MEMOday

Med stilren och attraktiv design smälter MEMOday enkelt in i hemmet.

Placera MEMOday på en plats där användaren vistas ofta. Det kan till exempel vara i sovrummet, vid tv eller i köket.

Information som visas på skärmen är lättläst. Texten är stor och har hög kontrast. På natten blir skärmen automatiskt mörkare för att inte störa sömnen.

Många blir hjälpta av att ta in information via hörselsinnet. Därför har MEMOday ett talstöd som läser upp informationen när användaren trycker på skärmen.



Att anpassa MEMOday

Det är enkelt att ställa in MEMOday med steg för steg-instruktioner. Det går att anpassa informationen som ska visas på skärmen utifrån användarens behov och önskemål.

Det går att visa analog eller digital klocka eller både och samtidigt. Det går att höja och sänka både ljud och talhastighet på talstödet.

Mängden information på skärmen kan skalas av för att göra MEMOday ännu enklare och tydligare.

Fler bra egenskaper

Vid strömbrott försvinner texten, men MEMOday fungerar som vanligt när strömmen är tillbaka.

För många är det viktigt att få information genom sitt modersmål. MEMOday finns idag på 28 olika språk, som enkelt ställs in i inställningsläget.

MEMOday är ett medicintekniskt hjälpmedel klass I för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller Förordning (EU) 2017/745 - MDR.

TEKNISK SPECIFIKATION

Mått (HxBxD)	140 x 185 x 95 mm
Vikt	350 g
Skärm	7 tum
Tillgängliga språk	Svenska, norska, danska, finska, isländska*, samiska, engelska, tyska, nederländska, flamländska, franska, spanska, italienska, slovenska*, bosniska*, kroatiska*, serbiska*, tjeckiska, polska, albanska*, arabiska, persiska*, turkiska, somaliska*, ungerska*, ryska, grekiska, kannada*. (språk med* saknar talstöd)