

2026-08-10

Ny modell av MEMOday

Vi vill informera om att det kommer en ny modell av MEMOday den 1 oktober 2026.

Den nya modellen 508290 MEMOday 4 ersätter 508280 MEMOday 3, som då utgår.

508290 MEMOday 4

MEMOday 4 innehåller förbättrad programvara, medan hårdvaran är oförändrad.

De viktigaste ändringarna är:

- **Möjlighet att anpassa dygnsintervallen.** Man kan nu ställa in starttiden för morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll och natt.
- **Möjlighet att använda kvinnlig* röst för talstöd.** Istället för manlig röst kan man nu välja kvinnlig röst om så önskas.
- **Batteridrift vid strömavbrott.** För att öka tillförlitligheten fortsätter nu enheten att fungera några timmar vid strömavbrott. Vid behov stängs enheten av på ett säkert sätt, utan att förlora några inställningar.
- **Längre strömkabel.** För att förenkla placering har strömkabeln gjorts 25 cm längre. Den nya strömkabeln är kompatibel med MEMOday 3.



** Kvinnlig röst finns tillgänglig på svenska, norska, danska, finska, samiska, engelska (brittisk), tyska, nederländska, flamländska, franska, spanska, italienska, tjeckiska, polska, arabiska, turkiska, ryska.*

MEMOday 4 levereras med nätadapter med 2,0 meter strömkabel och bruksanvisning.

För mer utförlig information, se det bifogade bildspelet (pdf).

Artikellista

Artiklar MEMOday 3	Artiklar MEMOday 4
508280 MEMOday 3 - UTGÅR	508290 MEMOday 4 - NY
508281 Nätadapter MEMOday 3/4	Samma

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig