

September 2026

Ny programversion av Handi Go

Vi vill informera om att det den 15 september släpps en ny programversion av Handi Go: Version 1.4.

Den nya programversionen ingår i leveransen av artikel 706600 *Handi Go* och uppdateras automatiskt på de enheter där Handi Go redan är installerad, om så är inställt på telefonen.

Nyheter i Handi Go v1.4

Handi Go 1.4 innehåller flera nya funktioner som ger större möjlighet till personlig anpassning. Här är de viktigaste nyheterna:

- **Välj mellan notis och helskrmslarm.** Det nya helskrmslarmet är utformat för att vara svårt att missa även när telefonen är låst. Utseende och funktion skiljer sig mellan Android och iOS eftersom respektive operativsystem hanterar larm på olika sätt.
- **Visa eller dölj Uppgifter och Utkast.** Nu är det möjligt att förenkla Handi Go för användare som inte behöver funktionerna Uppgifter eller Utkast.
- **Se nationella helgdagar och högtidsdagar.** Den valbara helgdagskalendern är utvecklad av Abilia och innehåller bildstöd för samtliga dagar.
- **Välj egna namn på kategorifärgerna.** Nu är det möjligt att välja egna namn på kategorifärgerna, som förklaring till vad den specifika färgen betyder.



För mer utförlig information se det bifogade bildspelet (pdf).

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig