



Ta kontroll över epilepsin på natten

NightWatch+

NightWatch+ detekterar och larmar omsorgsgivare eller anhöriga vid nattliga epileptiska motoriska anfall.

NightWatch+ detekterar följande anfallstyper:

- Tonisk-kloniska anfall
- Toniska anfall (vid kluster eller långvariga anfall)
- Hyperkinetiska anfall
- Myokloniska anfall (vid kluster)

NightWatch+ är designat för att kontinuerligt övervaka hjärtfrekvens, rörelse och kroppsläge under sömn och identifiera tecken på allvarliga epileptiska anfall, särskilt tonisk-kloniska.

Art.nr: 608101



ABILIA

NightWatch+ sensor

Sensorn bärs på överarmen och fästs med ett elastiskt band. Den optimala positionen är på framsidan av biceps. Sensorn registrerar kontinuerligt bärarens hjärtfrekvens och rörelser för att upptäcka epileptiska anfall. Sensorn har en laddningsport som används för att ladda sensorn med medföljande USB-C-laddare. Fulladdat batteri håller ca 12 timmar och har sedan en laddningstid på ca 2 timmar.



NightWatch Portal

NightWatch+ behöver inte vara ansluten till internet för att fungera korrekt. Om den är ansluten till internet under användning kan systemet överföra insamlade data och larm till NightWatch Portal. Portalen ger en inblick i händelser som inträffat under sömnen. Den kan användas för att visa larmfrekvens och dela enhetens data, tillsammans med personliga anteckningar.



NightWatch+ larmstation

Larmstationen placeras där du vill ta emot ett larm. Den typiska räckvidden mellan sensor och larmstation är ca 15 m. Larmstationen sänder ut ljus- och ljudsignaler.



Larmmottagning via externt tillbehör

NightWatch+ larmstation kan vidarebefordra larmet till personsökare genom personsökarpaketet "Sändare P212 & Mottagare P202". Sändare P212 kopplas då ihop med NightWatch+ larmstation för att skicka vidare larmsignalen till Mottagare P202.



NightWatch+ är ett medicintekniskt hjälpmedel klass IIa och uppfyller Förordning (EU) 2017/745 - MDR.

TEKNISK SPECIFIKATION

	Sensor	Larmstation
Mått	72 x 52 x 14 mm	100 x 100 x 28 mm
Vikt	35 g	90 g
Batteri	litiumjonbatteri 3,7 V, 450 mAh, ej utbytbar	litiumbatteri, 3,7 V, 450 nAh, ej utbytbar
Räckvidd	ca 15 m mellan sensor och larmstation (DECT)	

ART

464400
464403

TILLBEHÖR

Sändare P212 & Mottagare P202*
Räckviddsförlängare P164**

*Personsökarpaket

**Räckviddsförlängare till personsökaren