















## Lag ditt eget papirmateriale Rolltalk Designer for print

Rolltalk Designer for Print, er programvaren som benyttes for å produsere og redigere trykket materiell som kommunikasjonstavler- og bøker.

Målet er å lage og/eller redigere kommunikasjonsmateriale til deg som trenger Alternativ- og supplerende kommunikasjon.

Rolltalk Designer for Print kan benyttes på Rolltalk og PC med Windows og levereres med PCS bildebank.

HMS.nr: 233903 | Art.nr: 461334

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| blå<br>  | blid<br> | borste litt-tei<br> | deilig<br> |
| dum<br>  | pen<br>  | forsiktig<br>       | gammel<br> |
| glad<br> | kald<br> | liten<br>           | hard<br>   |



**ABILIA**

## HVORDAN BRUKES ROLLTALK DESIGNER FOR PRINT?

Dette er en enkel programvare for å lage papirmateriale til kommunikasjon, som f.eks enkelt-symboler, tematavler og bøker. Det du lager kan du skrive ut, kopiere, lagre som PDF og sende som mail, slik at alle som er rundt brukeren kan ha tilgang til kommunikasjonsmaterialet.

Rolltalk Designer for Print installeres på en PC eller en Rolltalk og brukes som utskriftsprogram for de trykte, symbolbaserte kommunikasjons-hjelpemidlene våre.

## PERSONLIG KOMMUNIKASJON


PCS bildebank følger med i Rolltalk Designer for Print. Du kan også bruke dine egne bilder og egen tekst som er lett å endre.

En sidemal gjør det enkelt å lage kommunikasjonsmateriale med likt utseende. Du oppnår å ha samme antall felter/bilder, lik plassering og det er raskt å fylle inn med nytt innhold. Du kan lage deg flere maler for ulike formål og enkelt ta disse i bruk.

Ved å lagre det du har laget i Rolltalk Designer for Print som PDF, kan du sende det du har laget på mail. Slik kan andre som ikke har Rolltalk Designer for Print, få tilgang til det du har laget, og skrive det ut.

## KOMME IGANG

Det kreves at du allerede har det fysiske papirmaterielle for å få tilgang til å gjøre endringer. Dvs at for å gjøre endringer i PODD 12 boken, må du ha både Rolltalk Designer for Print og PODD 12. Til det enkelte hjelpemiddel, følger det med en minnepenn med en installasjonsfil. Se den enkelte brukerveiledning for installasjonsveiledning og bruk.



Rolltalk Designer for Print har enkle menyer for å gjøre endringer i følgende papirmateriell:

ASK grunnpakke  
ASK tematavler

PODD bøker:

PODD 12  
PODD 12 mini  
PODD 40  
PODD 70

### ESKEN INNEHOLDER

- Minnepenn med Rolltalk programvare, lisens for å installere på 5 maskiner
- Brukerveiledninger
- Quick Guide
- Brukerveiledning Rolltalk Designer for Print og Rolltalk Designer