

Lett å forstå tid

MEMO Timer



Noen ganger kan det være vanskelig å forstå tid og tidsmengde, for eksempel hvor lang tid en halvtime er. Men ved hjelp av MEMO Timer kan du enkelt forstå tid og få en følelse av hvor lang tid en aktivitet vil ta.

MEMO Timer viser tiden i form av lysende punkter som slukner etter hvert som tiden går. Når tiden er over, får du beskjed via lyd, lys og vibrasjon.

Dersom du vil ikke vil forstyrre andre, kan du velge alarm bare med vibrasjon.

MEMO Timer er vanntett og kan brukes både på badet og utendørs, uansett vær.

Art nr 500155



GIR EN FØLELSE AV KONTROLL

Bruk MEMO Timer for å få vite hvor lenge det er til neste aktivitet. Dersom du for eksempel skal gå til skolen eller jobben om en time, stiller du inn MEMO Timer på 60 minutter. Da ser du tydelig hvor lang tid det er igjen etter hvert som lyspunktene slukner, og du vet nøyaktig når du må begynne å ta på yttertøyet. Følelsen av kontroll minsker unødige stress.



Du kan også bruke MEMO Timer for å få vite hvor lenge en aktivitet skal foregå. Dersom du skal dusje om morgenen før du går hjemmefra, stiller du inn MEMO Timer på for eksempel 20 minutter. Da ser du tydelig hvordan tiden går, og du vet nøyaktig når du må være klar. Det gir både selvstendighet og trygghet.

LETT Å FORSTÅ OG KAN TAS MED OVERALT



MEMO Timer er enkel å bruke og forstå. Den gir deg et tydelig bilde av tidsmengden gjennom lyspunktene som slukner etter hvert som tiden går, noe som gir et pedagogisk og visuelt inntrykk av hvor lang tid det er igjen. Du får beskjed via lys, lyd og vibrasjon når tiden er over.

MEMO Timer er liten og lett og får plass i en vanlig lomme. Den ligger godt i hånden og er behagelig å holde. MEMO Timer er robust og solid, og du kan ta den med overalt. Den er til og med vanntett, så du kan ha den med når du vasker opp, dusjer eller er utendørs, uansett vær.

MEMO Timer finnes i fire versjoner:

MEMO Timer 8 viser tiden i 2, 4, 6, 8 minutter.
MEMO Timer 20 viser tiden i 5, 10, 15, 20 minutter.
MEMO Timer 60 viser tiden i 15, 30, 45, 60 minutter.
MEMO Timer 80 viser tiden i 20, 40, 60, 80 minutter.

PRODUKT	HMS NR	ART. NR	TEKNISK INFORMASJON	MEMO TIMER LEVERES MED:
MEMO Timer 8	249557	500150	Mål: 107 x 46 x 25 mm	MEMO Timer
MEMO Timer 20	249558	500155	Vekt: 0,12 g	Halsrem
MEMO Timer 60	249559	500160	Batteri: 2 x AA-batterier 1,5V	Kort rem
MEMO Timer 80	249560	500165	Volym: max 80dB	2 x AA-batterier 1,5V
			Klass: IP67	Håndbok