

Elektroniske kalendere

Forglemmegei | Natt- og dagkalender |
Natt- og dagkalender med bilde

Natt- og dagkalender med bilde



- *For deg som glemmer hvilken dag det er*
- *For deg som er usikker på hvilken tid på døgnet det er*
- *For deg som vil slippe å spørre andre*



ABILIA

Elektroniske kalendere

Mange mennesker har problemer med å huske hvilken dag det er. Noen har også vanskelig for å vite når på døgnet det er, og ringer til pårørende eller går ut midt på natten. Dette kan skape problemer både for personen selv og de pårørende.

Produktene er utprøvd hos brukere, som har problemer med tidsorientering. Utprøvingen ble utført som et ledd i EU-prosjektet Teknologi, etikk og demens; ENABLE. Resultatene viste at mange hadde nytte av kalenderen.

Tidsintervallene på Natt- og dagkalender:

MORGEN:	06 - 11
DAG:	11 - 18
KVELD:	18 - 22
NATT:	22 - 06

Tekniske data

Vekt:	385 gram (Forglemmegei)
	335 gram (Natt- og dagkalender)
	480 gram (Natt- og dagkalender med bilde)
Mål:	15 x 23 cm (Forglemmegei)
	18 x 11 cm (Natt- og dagkalender)
	18 x 24 cm (Natt- og dagkalender med bilde)
Batterier:	Litium-ion, CR 2032.IB

Må kun brukes med laderen som følger med produktet.



Forglemmegei



Natt- og dagkalender



Natt- og dagkalender med bilde

Elektroniske kalendere

> ARTIKKELNUMMER: Forglemmegei 502200 HMS: 069775

> ARTIKKELNUMMER: Natt- og dagkalender 502300 HMS: 121609

> ARTIKKELNUMMER: Natt- og dagkalender med bilde 502350 HMS: 069776

> BESØK VÅR HJEMMESIDE for mer informasjon