



För en ökad trygghet
Larmhjälpmedel



ABILIA

Om Abilia

Vi på Abilia har lång erfarenhet av hjälpmedel till personer med behov av extra trygghet och bibehållen självständighet. Många av våra ca 100 anställda har personliga erfarenheter av funktionsnedsättningar, antingen yrkesmässiga eller som anhöriga. Det gör oss engagerade och ger oss en bred kompetens inom hjälpmedelsområdet.

Vi vet hur viktigt det är att hjälpmedlen är anpassade efter användarens behov och våra konsulenter ger kontinuerlig rådgivning till kommuner och landsting för att de ska hitta rätt lösning för varje enskild person. Vi vet hur viktig tillgängligheten på våra produkter är för våra användare så vi lägger stor vikt på korrekt leverans, service och support.

GER ANVÄNDAREN ÖKAD SJÄLVSTÄNDIGHET

Studier visar att Abilias hjälpmedel ger användaren en känsla av att de är mindre beroende av andra personer för att klara av sina vardagsrutiner. De känner sig säkrare på sin förmåga att själva planera och hantera sina liv, vilket innebär ökad självständighet i hemmet, i skolan eller på arbetet.

Vi vill ge alla människor möjlighet att vara delaktiga i samhället och skapa förutsättningar för dem att leva ett självständigt liv.



Om våra larmhjälpmedel

Våra larmhjälpmedel är framtagna för att personer med behov av extra trygghet ska känna sig säkra både hemma och utanför hemmet. Det kan vara en person med demens som behöver extra tillsyn, eller en person med epilepsi som behöver snabb hjälp vid ett anfall. Våra larm bidrar till en tryggare vardag för både brukare och anhöriga.

Många av våra larm kombineras med vidareändring till en mobiltelefon eller personsökare. Om en person som har svårigheter med dygnsorienteringen är uppe och går på natten, så kan en anhörig eller annan stödperson få ett larm om detta. Om ett barn får ett epileptiskt anfall under natten, så får föräldrarna som kanske sover i ett annat rum, ett larm och kan snabbt hjälpa barnet.





Sensorer

- 1 Epilepsi
- 2 Vandring och frånvaro
- 3 Trygghetslarm

Vidaresändning

- 4 All in One sändare
- 5 All in One personsökare
- 6 All in One repeater

Sensorer - Epilepsi



EMFIT EPILEPSILARM

Emfit epilepsilarm registrerar och larmar vid toniska/kloniska anfall med muskelkramp när personen ligger i sin säng. Larmet består av en kontrollenhet och en sensormatta som registrerar anfallet.



EPI MOBILE

EpiMobile registrerar och larmar vid toniska/kloniska anfall med muskelkramp. EpiMobile fungerar dygnet runt, både utomhus och inomhus. Larmet sänds via GSM till två utvalda personers mobiltelefon, både som SMS och uppringning. Larmet består av en armbandssensor och en smarttelefon med applikationen EpiMobile.



EPI SAFE 2

EpiSafe 2 är primärt ett inomhuslarm som registrerar och larmar vid toniska/kloniska anfall med muskelkramp. EpiSafe 2 består av ett armband med inbyggd sensor och en kontrollenhet som loggar anfall.



EPI SAFE 2 GSM

EpiSafe 2 GSM fungerar som EpiSafe, men där kontrollenheten innehåller en GSM-modul som skickar larmet till två utvalda personers mobiltelefon, både som SMS och uppringning.



FALCK EPIFUKT

Falck EpiFukt är ett epilepsilarm som registrerar fukt (urin, svett, saliv) i samband med ett epileptiskt anfall. Fuktsensorn kan placeras i en säng eller en stol och via kontrollenheten kan man göra individuella inställningar.



FALCK EPITON

Falck EpiTon är ett epilepsilarm som registrerar ljud (skrik, smackning) i samband med ett epileptiskt anfall. Mikrofonensorn placeras så nära munnen som möjligt. Via kontrollenheten kan man göra individuella inställningar, där även mycket svaga ljud kan registreras.



FALCK EPIMYO

Falck EpiMyo är ett epilepsilarm som registrerar enstaka kramper och muskelryckningar. Sensorn placeras på kroppen. EpiMyos känslighet gör den lämplig även vid anfall med svaga muskelryckningar.



FALCK EPIKLON

Falck EpiKlon är ett epilepsilarm som registrerar toniska/kloniska anfall i säng eller stol. Rörelsesensorn placeras i sängen under en bäddmadrass eller skummimadrass. Den kan även fästas under resårmatrasen.

Sensorer - Vandring och frånvaro



EMFIT SAFE BED

Emfit SafeBed registrerar och larmar vid frånvaro från sängen. Larmet består av en sensormatta som registrerar hjärtfrekvens och en kontrollenhet med individuella inställningar.



ALL IN ONE - RÖRELSESENSOR

En rörelsedetektor som registrerar rörelser inom ett begränsat område. Detektorn kan placeras till exempel under sängen, i en dörröppning eller i en korridor.



MAGNETKONTAKT

En magnetkontakt är en sensor som larmar då kontakten mellan två komponenter bryts, till exempel när en dörr eller ett fönster öppnas.



LINJEDETEKTOR

Linjedetektorn registrerar och larmar när någon passerar. Larmet består av en detektor och en reflektor som placeras en bit ifrån varandra, när någon bryter linjen genom att passera mellan enheterna så utlöses larmet.

Sensorer - Trygghetslarm




ARMBANDSSÄNDARE

All in One armbandssändare används för att tillkalla hjälp. Den kan antingen användas mellan kollegor som vill påkalla hjälp av varandra, eller av en brukare som behöver assistans från personalen.

Vidaresändning - All in One

Sensorer kräver vidaresändning för larmmottagning. Gäller ej produkterna EpiMobile och EpiSafe, som är kompletta lösningar. All in One kan vidaresända till en personsökare, men också till mobiltelefon.

Lösningen anpassas individuellt för att säkerställa maximal säkerhet.



Abilia som leverantör

REGELVERKET FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Flertalet av våra produkter följer regelverket för medicintekniska produkter som är baserat på EU-direktivet 93/42/EEG. Det innebär att vi tar ett ansvar under hela produktens livscykel, vilket inkluderar bland annat konstruktion, modifiering, tillverkning, dokumentation, leverans och uppföljning.

SERVICE OCH SUPPORT

Oavsett vilket hjälpmedel från Abilia man väljer så ingår alltid två års garanti och fri service och support så länge hjälpmedlet används. Vi utför även rekonditionering av produkterna. En rekonditionering är en grundlig rengöring och produktgenomgång vilket ökar livslängden och ger en känsla av ett fabriksnytt hjälpmedel. Vår service- och supportavdelning finns bemannad under kontorstid samtliga helgfria dagar. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa till.

KURSER OCH TEMADAGAR

Inom Abilia anordnar vi regelbundet kurser, workshop, temadagar och presentationer av våra hjälpmedel. Har du andra behov kan du även kontakta oss direkt för att avtala om kurser eller produktvisningar på plats hos er. Vi finns även representerade på de flesta stora branschmässor runt om i Sverige.



Välkommen att kontakta oss

Abilia AB
www.abilia.se

Tel: 08-594 694 00
info@abilia.se
support@abilia.se