

Compact Rolltalk

Compact Rolltalk er et kommunikasjonshjelpemiddel for mennesker med begrensede kommunikasjonsmuligheter. Med Compact Rolltalk kan du også styre rullestol, endre sittestilling, styre ting i omgivelsene, bruke mobiltelefon, e-post og Internett.

Det følger med en rekke oppsett som kan brukes som utgangspunkt for personlig tilpasning.

ROLLtalk

*Kommunikasjon er mer enn
bare en stemme*

**ABILIA**



COMPACT ROLLTALK

er et komplett og fleksibelt kommunikasjons-hjelpemiddel. God innebygd høyttaler. Mulighet for integrert fjernkontroll for styring av f.eks TV, DVD, lys, dører etc. Kan benyttes sammen med Rullestolpakke eller Rolltalk styringsmodul. Maskinens touchskjerm og tilkoblingsmuligheter gir et bredt spekter av betjeningsmuligheter, bl.a touch, brytere, hodemus og øyestyring.

ROLLTALK DESIGNER 8

Programmet som følger med Rolltalk er intuitivt og fleksibelt. Det gir en unik mulighet til å tilpasse hjelpemiddelet til brukerens personlige behov og interesser.

BATTERIER MED HOT SWAP FUNKSJON

Compact Rolltalk har 2 stk batterier med standbytid på ca 3 timer. Hot swap funksjonen gjør at du kan bytte batterier mens Compact Rolltalk er i bruk.

BRUKERGRUPPE

personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon og/ eller omgivelseskontroll. Brukes oftest av personer i rullestol med behov for stor skjerm relatert til syn, oppmerksomhet, motorikk eller betjening, som feks øyestyring.

COMPACT ROLLTALK INNEHOLDER

Rolltalk Designer 7 | WLAN (Internett)
Bluetooth | Brytermodul og spesialhøyttaler |
USB Simkortholder | Lader | Batteri | Mus |
Tastatur | Holder for Daessy festeanordninger
| PCS Ressurs-CD | Kari og Olav talesyntese |
Engelsk talesyntese | Brukerveiledninger

COMPACT ROLLTALK SPESIFIKASJONER

Processor: Intel® Atom™ N2800
RAM: 4 GB
Harddisk: 120 GB SSD
Operativsystem: Windows 7
Batteritid: ca. 3 timer standby
Skjerm: 12,1" touchskjerm
Mål: 34 x 24 x 4,8 cm
Vekt: 2670 g
Hot Swap funksjonalitet

COMPACT ROLLTALK S7

> ARTIKKELNUMMER: 001270 | HMS: 196640

> BESØK VÅR HJEMMESIDE for flere bilder, filmer og mer informasjon

> TILBEHØR:

	HMS:	Art.nr:		HMS:	Art.nr:
Batteri		001253	Motor for skjermarm	156115	000550
Batteripakke med omformer	161449	000380	Omformer for el. rullestol	135632	000291
Bildebank Pictogramarkiv	021080	000201	Rolltalk styringsmodul	145772	000120
Daessy bordstativ	021114	000521	Trådløs sender for 2 kanaler	153263	001310
Daessy rullestolfeste	021105	000520	Trådløs sender for 5 kanaler	195829	001311
Ekstern ladestasjon		001254	Trillestativ m/ Daessy feste	025702	000540
Fingerguide 6/9/16/32 hull		460160-66	USB Simkortholder	166171	001421
Hodemus Tracker Pro	079869	000730			
IntelliGaze øyestyring for Rolltalk	189300	000880			
Look to learn		105685			
Scenes and Sounds		105686			



ABILIA