

## Compact Rolltalk

Är ett bärbart och robust kommunikationshjälpmedel med möjlighet att styra sin elrullstol och justera sin sittställning samt förenklad användning av mobiltelefon, e-post, internet och omgivningskontroll. Den har ett brett utbud av styrsettmöjligheter, tex ögonstyrning.

Det följer med en mängd färdiga upplägg som kan användas som utgångspunkt i en personlig anpassning



*Kommunikation är mer än  
bara en röst* ”



**ABILIA**



### COMPACT ROLLTALK

Är ett komplett och flexibelt kommunikationshjälpmedel. Bra inbyggd högtalare. Möjlighet till integrerad omgivningskontroll som TV, DVD, lampor, dörrar etc. Kan användas med Rolltalk styrmodul för styrning av elektrisk rullstol.

Maskinens pekskärm och anslutningsmöjligheter erbjuder ett brett utbud av styrsättsalternativ, bl.a touch, kontakter, huvudmus och ögonstyrning.

### ROLLTALK DESIGNER

Programmet som följer med Rolltalk är intuitivt och flexibelt. Det ger en unik möjlighet att anpassa hjälpmedlet till användarens personliga behov och intressen

### BRUKARGRUPP

Personer med behov av Alternativ och Kompletterande Kommunikation och /eller omgivningskontroll. Används ofta av människor som sitter i rullstol som behöver en stor skärm tex pga nedsatt syn, uppmärksamhet, motorik eller omgivningskontroll, t.ex. ögonstyrning.

### COMPACT ROLLTALK INNEHÅLLER

Rolltalk Designer programvara | WLAN och Bluetooth | IR-omgivningskontroll | Kontaktmodul och stereohögtalare | Laddare | Batteri | Mus och tangentbord | Hållare för Daessy fäst-anordningar | Svensk och engelsk talsyntes | PCS bildbas och PCS högkontrast | Bruksanvisningar

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Processor:	Intel® Atom™ N2800
RAM:	4 GB
Hårddisk:	120 GB SSD
Operativsystem:	Windows 7
Skärm:	12,1"
Mått:	34x24x4,8cm
Vikt:	2670 g
Batteritid:	3 timmar standby

## COMPACT ROLLTALK S7

> ARTIKELNUMMER: 461270

> BESÖK VÅR HEMSIDA för fler bilder, filmer och mer information

### > TILLBEHÖR:

Adapter för elektrisk rullstol	460291	Vippkontakt soft	105353
Batteripaket med adapter	105880	Vippkontakt medium	105354
Blisskarta för Rolltalk Designer	105815	Äggformad manöverkontakt	105541
Fingerguide 6/9/16/32 fält	461260-66	Stealth Nackstöd och Daessy monteringsystem	
Huvudmus, Tracker Pro för Rolltalk	105660		
IntelliGaze 3 ögonstyrning för Rolltalk	460888		
PCS-bildbas m/ramverk för kommunikation	105814		
Pictogram bildbas för Rolltalk Designer	105811		
Ryggkamera till Compact Rolltalk	105737		
Sensorbrytare justerbara	105330-332		
Trådlösa kontakboxar	105545-6		
USB simkorthållare för Compact Rolltalk	461421		