


Compact Rolltalk Nova

Nova är en banbrytande produkt inom Rolltalk familjen



*Med Nova har jag full kontroll på allting.
Jag kan till och med justera min
rullstol precis som jag vill ”*





VAD ÄR NOVA?

Nova är en banbrytande produkt inom Rolltalk familjen. Hörnstenen i vår designfilosofi har varit att göra det möjligt för människor att ta full kontroll över sitt liv. Nova ger användaren möjligheten att bestämma och anpassa hjälpmedlet utifrån sina egna behov och önskemål.

VEM ÄR NOVA AVSEDD FÖR?

Målgruppen innefattar personer med rörelse- eller talsvårigheter, Cerebral Pares, ALS, höga ryggmärgsskador och andra personer som behöver ett alternativ till en standarddator. Nova är anpassad för flera styrsätt, som direktpekning, huvudmus, och ögonstyrning.

BLAND FUNKTIONERNA FINNS:

- Rullstolskörning och sätesjustering
- Kommunikation med talsyntes
- IR-styrd fjärrkontroll för t.ex. hemmiljön och apparater (stereo, TV, dörrar, mm)
- E-post tillgång*
- Kontaktlista
- Kalender med schemaläggning*
- SMS**
- Internet surf *
- Anpassad programvara för Kindle® e-bokläsare
- Kamerafunktioner
- Full Windows® tillgång

* Kräver Internetanslutning

**Kräver SIM-kort och kompatibelt abonnemang

Compact Rolltalk NOVA S7

> ARTIKELNUMMER:

- 461271 Compact Rolltalk NOVA S7
- 461272 För Permobil C300/350, C400, C500
- 461273 För Etac 800, Permobil (USA), Sunrise Medical "Quikie Salsa"
- 461274 För Invacare TDXSP
- 461275 För Pride

> BESÖK VÅR HEMSIDA för fler bilder, filmer och mer information

VARFÖR ÄR NOVA UNIKT?

Allt sker i farten, direkt på skärmen, utan att behöva aktivera ett redigeringsläge. Alla funktioner är tillgängliga på ett enkelt sätt för användaren. Anpassning av programmet sker snabbt och enkelt, även för nybörjare.

ANVÄNDAREN KAN BLA:

- Anpassa huvudmenyn genom att välja de funktioner de behöver eller föredrar att använda
- Göra sina egna genvägar med de funktioner de vill ha snabb åtkomst till
- Välja och kalibrera styrsättet

Rolltalk Nova är integrerat i Compact Rolltalk och levereras i färdiga paketlösningar.

LEVERERAS MED:

Compact Rolltalk med omgivningskontroll och integrerad styrmodul | Rolltalk Nova | USB SIM-kortshållare | 2 st batterier med hot swap funktion | Adapter till el-rullstol | Kabel för anslutning till el-rullstol | Manöverkontakt | Bruksanvisning

UPPGRADERING AV COMPACT ROLLTALK:

Compact Rolltalk P220 (svart modell) kan uppgraderas till Rolltalk Nova.

BESTÄLLES SEPARAT:

- Monteringsutrustning och styrsätt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Processor:	Intel® Atom™ N2800
RAM:	4 GB
Hårddisk:	120 GB SSD
Operativsystem:	Windows 7
Skärm:	12,1"
Mått:	34x24x4,8cm
Vikt:	2670 g
Batteritid:	3 timmar standby