

Fallindikator GT300

Fallindikator GT300 registrerer at man har falt, ringer et telefonnummer og varsler den som skal hjelpe.

Fallindikator GT300



gir trygghet når man har falt



ABILIA



FALLINDIKATOR GT300

Fallindikator GT300 brukes for å registrere og varsle at en person har falt. Fallindikatoren ringer automatisk opp et forhåndsinnstilt telefonnummer. Det er også mulig å varsle manuelt ved å trykke på en knapp direkte på Fallindikatoren. Fallindikatoren er en GSM-telefon, noe som innebærer at man kan bruke den både inne og ute, så lenge man er oppkoblet mot GSM-nettet.

FALLINDIKATOREN

bæres i medfølgende belteveske.

FALLINDIKATOREN

har et oppladbart batteri som bør lades regelmessig. Batteritid 120-150 timer.

Ettersom Fallindikatoren er en mobiltelefon, kreves

et SIM-kort. Det enkleste er å ha et kontantkort.

Ved hjelp av medfølgende programvare er det lett å legge inn det telefonnummeret som skal ringes opp. Innstilling av følsomhet gjøres også med samme programvare.

OBS

Fallindikatoren må ikke benyttes som eneste varsling, hvis det er livsnødvendig at brukeren får hjelp.

Fallindikator GT300

> ARTIKKELNUMMER: 324255 Fallindikator GT300

> BESØK VÅR HJEMMESIDE for mer informasjon