



EPILEPSI OCH LARM

ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR

Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta den bästa lösningen för dig.

Vi jobbar med hjälpmedel-
det handlar om människor.



ABILIA

GEWA AB | FALCK IGEL

Registrering och vidareförmedling av epileptiska anfall

Sensorer

**FALCK 6900 EPIKLON • Art.nr: 323800**

Registrerar anfall i form av rytmiska rörelser i säng och stol.

**FALCK 6901 EPITON • Art.nr: 323801**

Registrerar anfall i form av lyd.

**FALCK 6902 EPIMYO • Art.nr: 323802**

Registrerar anfall i form av enstaka kramper och ryckningar.

**FALCK 6903 EPIFUKT • Art.nr: 323803**

Registrerar anfall där symptomen är fukt och vätska.

Sändare

**FALCK 6705 UNIVERSAL SÄNDARE**

• Art.nr: 328520

Sänder en trådlös signal till Falck 6705 Mottagare. Till sändaren kan anslutas Epilepsilarm eller valfria manöverkontakter. Räckvidd från sändare till mottagare är max. 50 meter.

**FALCK 6709 UNIVERSAL SÄNDARE**

• Art.nr: 320864

Sänder en trådlös signal till Falck 6709 Mottagare. Med sändaren medföljer alternativa anslutningskontakter. Räckvidd från sändare till mottagare är max. 50 meter.

Larmen kan kopplas direkt till person-sökare eller Vaktfalk telelarm.

Strömförsörjning, kablar och skruvar för montering medföljer.

Vidaresändning till stationär mottagare

Mottagare



FALCK 6705 MOTTAGARE • Art.nr: 328240
Tar emot en trådlös signal från sändare 6705.
Larmar med ljud. Justerbar volym på larmljudet.
Går att ansluta till Falck 6761 Personsökare
eller befintlig larmanläggning.



FALCK 6709 MOTTAGARE • Art.nr: 320862
Tar emot en trådlös signal från sändare 6709.
Larmar med ljud vid larm, strömavbrott eller
radiostörningar. Går att ansluta till Falck 6761
Personsökare eller befintlig larmanläggning.

Vidaresändning till bärbar mottagare och telefon

Mottagare



FALCK 6604 VAKTFALK TELELARM
• Art.nr: 300800
Anslut ett Epilepsilarm, andra larm eller
manöverkontakter. Ringer upp mobiltelefon eller
fasttelefon. Möjlighet att lagra 4 telefonnummer.



**FALCK 6761 PERSONSÖKARE MED LJUD/
VIBRATION • Art.nr: 330802**
Sänder en trådlös signal till bärbar mottagare.
Räckvidd max. 500m.



För att få en komplett lösning krävs vidaresändningsutrustning.



RÖRELSESENSOR TILL FALCK 6900 EPIKLON

- Art.nr: 910378

Vid behov av flera sensorer till samma larm.



MIKROFONSENSOR TILL FALCK 6901 EPITON

- Art.nr: 323910

Vid behov av flera sensorer till samma larm.



MUSKESENSOR TILL FALCK 6902 EPIMYO

- Art.nr: 910370

Vid behov av flera sensorer till samma larm.



LAKANSENSOR TILL FALCK 6903 EPIFUKT

- Art.nr: 910395

Vid behov av flera sensorer till samma larm.



T-KOPPLING FÖR ANSLUTNING AV FLERA SENSORER

- Art.nr: 323991



MOTTAGARE FÖR PERSONSÖKARE VIBR APR 27 GRÅ

- Art.nr: 330211



TIMER • Art.nr: 320861

Timer för att kunna slå av/på larm under önskad tid.
Fungerar till larm med kabel.

ABILIAS EPILEPSILARM ÄR TESTADE
OCH GODKÄNDA ENLIGT DET
MEDICINTEKNISKA DIREKTIVET,
RISKKLASS 2A.

**SUPERNOVA BABYCALL • Art.nr: 221810**

Båda enheterna är små och lätta, och har uppladdningsbara batterier med en användningstid på nästan 80 timmar mellan varje laddning. Räckvidden mellan enheterna är upp till 300 meter. Larmar om sändaren kommer utanför räckvidden.



Registrering av vandring


Sensorer

**FALCK 6706 LARMMATTA • Art.nr: 320850**

Kan läggas under matta, dörrmatta etc. Mått 40 x 70 cm. Anslut en sändare till LarmMattan tillsammans med en mottagare för en komplett och trådlös lösning.

**FALCK 6707 LINJEDETEKTOR • Art.nr: 320802**

Detektorn används för att varna anhöriga eller personal om att en person är på väg att gå.

**MAGNETKONTAKT MED KABEL****• Art.nr: 910372**

Magnetkontakten kan fästas på olika dörrar och/eller fönster. Den kommer att registrera när en dörr eller ett fönster öppnas. Det är möjligt att spegelvända funktionen så att den registrerar när något stängs.

**RÖRELSEDETEKTOR KABELBASERAD****• Art.nr: 320035**

En kabelbaserad rörelsedetektor som registrerar rörelse. Placera den t.ex. under en säng och registrera när personen stiger ur sängen. Anslut en sändare till detektorn tillsammans med en mottagare för en komplett och trådlös lösning.

Sändare

**FALCK 6705 UNIVERSAL SÄNDARE****• Art.nr: 328520**

Sänder en trådlös signal till Falck 6705 Mottagare. Till sändaren kan anslutas Epilepsilarm eller valfria manöverkontakter. Räckvidd från sändare till mottagare är max. 50 meter.

**FALCK 6709 UNIVERSAL SÄNDARE****• Art.nr: 320864**

Sänder en trådlös signal till Falck 6709 Mottagare. Med sändaren medföljer alternativa anslutningsskottar. Räckvidd från sändare till mottagare är max. 50 meter.

Använd universalsändare till stationära mottagare, eller direkt till bärbar mottagare.

Vidaresändning till stationär mottagare

Mottagare



FALCK 6705 MOTTAGARE • Art.nr: 328240
Tar emot en trådlös signal från sändare 6705.
Larmar med ljud. Justerbar volym på larmljudet.
Går att ansluta till Falck 6761 Personsökare
eller befintlig larmanläggning.



FALCK 6709 MOTTAGARE • Art.nr: 320862
Tar emot en trådlös signal från sändare 6709.
Larmar med ljud vid larm, strömbavbrott eller
radiostörningar. Går att ansluta till Falck 6761
Personsökare eller befintlig larmanläggning.

Vidaresändning till bärbar mottagare och telefon

Mottagare



FALCK 6604 VAKTFALK TELELARM
• Art.nr: 300800
Anslut ett Epilepsilarm, andra larm eller
manöverkontakter. Ringer upp mobiltelefon eller
fast telefon. Möjlighet att lagra 4 telefonnummer.



**FALCK 6761 PERSONSÖKARE MED LJUD/
VIBRATION • Art.nr: 330802**
Sänder en trådlös signal till bärbar mottagare.
Räckvidd max. 500m.

Registrering av vandring

Sensorer/sändare till stationära mottagare, med möjlighet för vidarekoppling till bärbar mottagare.



FALCK 6705 RÖRELSEDETEKTOR SÄNDARE
• Art.nr: 328031
Registrerar rörelse. Räckvidd max 50 m. Sänder signal till Falck 6705 Mottagare.



FALCK 6705 MAGNETKONTAKT MED SÄNDARE WT • Art.nr: 328419
Sensor med inbyggd radiosändare. Kan fästas på olika fönster och/eller dörrar. Räckvidd max 50 m. Sänder signal till Falck 6705 Mottagare.



FALCK 6709 RÖRELSEDETEKTOR SÄNDARE
• Art.nr: 320868
Registrerar rörelse. Räckvidd max 50 m. Sänder signal till Falck 6709 Mottagare.



FALCK 6709 MAGNETKONTAKT MED SÄNDARE • Art.nr: 320067
Magnetkontakt med inbyggd radiosändare. Kan fästas på olika fönster och/eller dörrar. Räckvidd max 50 m. Sänder signal till Falck 6709 Mottagare.

Vidaresändning till stationär mottagare

Mottagare



FALCK 6705 MOTTAGARE • Art.nr: 328240
Tar emot en trådlös signal från sändare 6705.
Larmar med ljud. Justerbar volym på larmljudet.
Går att ansluta till Falck 6761 Personsökare
eller befintlig larmanläggning.



FALCK 6709 MOTTAGARE • Art.nr: 320862
Tar emot en trådlös signal från sändare 6709.
Larmar med ljud vid larm, strömbavbrott eller
radiostörningar. Går att ansluta till Falck
6761 Personsökare eller befintlig larmanläggning.

Vidaresändning till bärbar mottagare och telefon

Mottagare




FALCK 6604 VAKTFALK TELELARM
• Art.nr: 300800
Anslut ett Epilepsilarm, andra larm eller manöverkon-
takter. Ringer upp mobiltelefon eller fasttelefon.
Möjlighet att lagra 4 telefonnummer.



**FALCK 6761 PERSONSÖKARE MED LJUD/
VIBRATION • Art.nr: 330802**
Sänder en trådlös signal till bärbar mottagare.
Räckvidd max. 500m.

Registrering av vandring

Sensorer/sändare till stationära mottagare, med möjlighet för vidarekoppling till bärbar mottagare.

**IDT 124 DÖRRSENSOR • Art.nr: 320851**

Dörrsensor IDT 124 placeras på den plats där personal /anhörig behöver bli uppmärksammas på att en person passerar. När personen som bär PS 75 personbricka passerar dörrsensor IDT 124, sänder brickan larm till Falck 6980 trådlös mottagare.

**PERSONBRICKA PS 75 • Art.nr: 464462**

Personbricka PS 75 är en av komponenterna i paketet Falck 6712 passeringslarm. Med en extra bricka kan du ta emot larm från ytterligare en person. Det finns ingen övre gräns för hur många brickor som kan användas i en anläggning. Det räcker att en av brickorna är i närheten av en dörrsensor för att ett larm ska sändas till en mottagare.

**IDT 120 DÖRRSENSOR • Art.nr: 320856**

Dörrsensor IDT 120 är sensorn som används när någon passerar med PS 75 personbricka genom en öppning bredare än 1,5 m.

**FALCK 6980 PASSAGELARM • Art.nr: 464460**

Komplett passagelarm inkl. Falck 6980 mottagare. Registrerar ett larm när personen som bär personbrickan passerar dörrsensorn. I samma system kan man ha flera personbrickor och dörrsensorer. Räckvidd till trådlös mottagare 150m.

Vidaresändning till stationär mottagare.

Mottagare



FALCK 6980 TRÅDLÖS MOTTAGARE

• Art.nr: 464550

Tar emot larm från Personbricka PS-75 och Falck 6980 Armbandsändare. Larmar med ljudsignal. Justerbar volym på larmljudet. Går att ansluta till Falck 6761 Personsökare eller befintlig larmanläggning.

Vidaresändning till bärbar mottagare och telefon.

Mottagare



FALCK 6604 VAKTFALK TELELARM

• Art.nr: 300800

Anslut ett Epilepsilarm, andra larm eller manöverkontakter. Ringer upp mobiltelefon eller fasttelefon. Möjlighet att lagra 4 telefonnummer.



FALCK 6761 PERSONSÖKARE MED LJUD/ VIBRATION • Art.nr: 330802

Sänder en trådlös signal till bärbar mottagare. Räckvidd max. 500m.

Vidaresändning till stationär mottagare

Sändare



FALCK 6705 ARMBANDSSÄNDARE

• Art.nr: 328523

En vattentät armbandssändare. Sänder en trådlös signal till Falck 6705 Mottagare. Räckvidd max 50 m.

Mottagare



FALCK 6705 MOTTAGARE • Art.nr: 328240

Tar emot en trådlös signal från sändare 6705. Larmar med ljud. Justerbar volym på larmljudet när mottagaren är inställd på internt larmläge. Går att ansluta till Falck 6761 Personsökare eller befintlig larmanläggning.



FALCK 6709 ARMBANDSSÄNDARE

• Art.nr: 320866

En vattentät armbandssändare. Sänder trådlös signal till Falck 6709 Mottagare. Räckvidd max 50 m.



FALCK 6709 MOTTAGARE • Art.nr: 320862

Tar emot en trådlös signal från sändare 6709. Larmar med ljud vid larm, strömavbrott eller radiostörningar. Går att ansluta till Falck 6761 Personsökare eller befintlig larmanläggning.



FALCK 6980 ARMBANDSSÄNDARE

• Art.nr: 464150

En liten larmsändare som fästs runt handleden som en klocka, eller hängs i ett snöre runt halsen.



FALCK 6941 TRÅDLÖS MOTTAGARE

• Art.nr: 324800

Tar emot larm från Personbricka PS-75 och Falck 6980 Armbandsändare. Larmar med ljudsignal. Justerbar volym på larmljudet när mottagaren är inställd på internt larmläge. Går att ansluta till Falck 6761 Personsökare eller befintlig larmanläggning.

Till stationära mottagare, med möjlighet för vidarekoppling till bärbar mottagare.

Vidaresändning till bärbar mottagare och telefon

Mottagare



FALCK 6604 VAKTFALK TELELARM

• Art.nr: 300800

Anslut ett Epilepsilarm, andra larm eller manöverkontakter. Ringer upp mobiltelefon eller fast telefon. Möjlighet att lagra 4 telefonnummer.



FALCK 6761 PERSONSÖKARE MED LJUD/VIBRATION • Art.nr: 330802

Sänder en trådlös signal till bärbar mottagare. Räckvidd max 500m.





För de flesta människor är det viktigt att känna sig trygg. Att vara säker på att någon kommer att hjälpa dig om du faller eller behöver hjälp kan ha stor inverkan på vår livskvalitet. Vi vill även vara säkra på att människor omkring oss, både vuxna och barn, tas väl om hand om behov av hjälp skulle behövas.

De flesta hjälpmedlen i denna broschyr är provade och godkända av Hjälpmedelsinstitutet. De tillhandahålls via hjälpmedelcentralerna. Du kan ansöka om hjälpmedel genom en förskrivare inom kommun och landsting. Tag kontakt med din närmsta vårdgivare eller vårdcentral så kan de hjälpa dig.