

KOGNISJON

MEMOplanner Mini | MEMOplanner 11

Digital kalender med påminnelsesfunksjon.
Store muligheter i lite format.



*Memoplanner gjør det
enklere å ha oversikt i hverdagen*



OVERSIKT

Memoplanner er en digital kalender for personer som trenger hjelp til å huske avtalte tider, strukturere sin dag, uke og måned.

Aktiviteter legges enkelt inn i Memoplanner og en lysstøyle/lysprikk viser når på dagen det er og når en aktivitet inntreffer. Disse kan inneholde bilde, beskrivende tekst samt kvitterbare aktiviteter. Ved å dele opp en aktivitet i flere deler som kan hukese av, blir det lettere å utføre aktiviteter som består av flere momenter.

Påminnelser kan mottas med alarm og en personlig innlest melding. Ved hjelp av GSM-modulen kan påminnelser sendes som tekstmelding til et forprogrammert mobiltelefonnummer, slik at en beskjed, enkelt og diskret kan mottas på mobilen. Denne funksjonen gjelder for Memoplanner 11.

FJERNHJELP

En unik funksjon med Memoplanner er at den kan fjernbetjenes via internett. Denne funksjonen er tilgjengelig for Memoplanner 11, og gjør det mulig å foreta innstillinger og endringer også for den som skal hjelpe.

STORE MULIGHETER I LITE FORMAT

Memoplanner 11 består av en skjerm som er 11", et nytt format som er tynnere og lettere enn foregående modell. Memoplanner kan henges på veggen og tilpasses individuelt med mange innstillingsmuligheter. Kvittering av aktivitet, påminnelse innen aktivitetens start, repetisjon av påminnelse, veksling mellom tidslinje og listevissning, zoom- og navigeringsfunksjon er bare noen av mulighetene med Memoplanner.

Memoplanner Mini er en mindre, forenklet utgave av Memoplanner. Den er basert på en 8" tablet, har alle Memoplanners kalender- og påminnelsesfunksjoner og god batteritid, så du trygt kan ta den med. Som andre tablets har den ikke SMS-funksjon, og den kan ikke fjernbetjenes.

FUNKSJONER

SMS- tekst/bilde: Sende og motta vanlige tekstmeldinger. Dette er forhåndsprogrammerte, ferdigskrevne SMS som gir flere mulighet til å bruke SMS fra Memoplanner. (Gjelder 11").

Diktafon: 4 ulike diktafonmeldinger á 30 sekunder er tilgjengelig.

Mine bilder: Lagre egne bilder som kan brukes som kommunikasjons- og hukommelsesstøtte.

Nedtelling: Tydelig visuell nedtelling med tidslinje eller digital nedtelling. Ti nedtellingstider, hvorav fem standardtider på 3, 5, 10, 15, 20 minutter og fem valgfrie tider med egne bilder og tekst.

Skype: Gjør det lett å holde kontakt.

LEVERES MED

GSM-kort for mobiltelefon (11") Syntetisk tale (Kari og Olav). Bildebibliotek på 99 symbolbilder for ulike aktiviteter, bildearkiv med ca 2400 bilder.

> [MEMOplanner Mini \(8"\)](#) ARTIKKELNUMMER: 501670 HMS: 200697

> [MEMOplanner 11 \(11"\)](#) ARTIKKELNUMMER: 501680 HMS: 197547

> MER INFORMASJON se vår hjemmeside