

Micro Rolltalk

Handhållen och robust samtalsapparat med många möjligheter, även att kommunicera med telefon och SMS!

Tillsammans med Micro Rolltalk medföljer färdiga upplägg som kan användas som utgångspunkt för en personlig anpassning

ROLLtalk



*Kommunikation är mer än
bara en röst*



ABILIA



MICRO ROLLTALK

är en robust och tålig samtalsapparat i handstorlek, för personer med begränsade kommunikationsmöjligheter. Micro Rolltalk har telefon och SMS-funktion. Tillsammans med Micro Rolltalk medföljer färdiga upplägg som kan användas som utgångspunkt för en personlig anpassning. Funktionerna och innehållet i Micro Rolltalk bestäms utifrån brukarens intressen och förutsättningar. Innehållet består av fält med symboler, bilder, foton eller text. Genom att trycka på fälten spelas ett talmeddelande upp.

ROLLTALK DESIGNER

Micro Rolltalk innehåller Rolltalk Designer som är ett mycket flexibelt program. Rolltalk Designer ger en unik möjlighet att individuellt anpassa hjälpmedlet utifrån användaren.

BRUKARGRUPP

Personer med behov av alternativ kompletterande kommunikation, och som klarar att styra en liten skärm med touch.

MICRO ROLLTALK INNEHÅLLER:

Rolltalk Designer programvara |
Fingerguider, 1,4, 9 och 16 hål | Väska | Laddare |
Internt batteri | USB-kabel | Micro SD minneskort
och adapter | Öronsnäckor | Rengöringsduk |
svensk och engelsk talsyntes | PCS bildbank och
PCS högkontrast | Bruksanvisningar

MICRO ROLLTALK SPECIFIKATIONER

Vikt:	226 gram
Mått:	72 x 130,5 x 24 mm
RAM:	256MB RAM
ROM:	512MB
Skärm:	3,5" touchskärm
Processor:	PXA320 806MHz
Batteritid:	8 timmar
Operativsystem:	Windows Mobile ®6.5 Professional

MICRO ROLLTALK P7

> ARTIKELNUMMER: 461580 MICRO ROLLTALK P7

> BESÖK VÅR HEMSIDA för fler bilder, filmer och mer information

> TILLBEHÖR:

Armbandsfäste	105027	Bliss bildbas för Rolltalk Designer	105812
Billaddare	461574	Bliss standardkarta med bliss bildbas	105815
Bordsstativ	461573	PCS bildbas med färdiga anpassningar	105814
Bältesfäste	105028	Pictogram bildbas för Rolltalk Designer	105811
Dockningsstation	461576	Vattentät påse	462126
Halsrem	105196	Väska, litet batteri	461592
Högtalare Bluetooth	105123	Väska, stort batteri	461575
Micro Cover boks, lite batteri	461591		
Sele liten	105277		
Sele stor	460287		
Rullstolsfäste	461572		