

## All in One

Ser till att larmet kommer fram



Det finns flera tillfällen då det är extra viktigt att ett larm når en mottagare på ett tryggt och effektivt sätt. Det kan exempelvis gälla olika larmsituationer eller om du snabbt behöver tillkalla en kollega.

All in One kan användas för olika typer av lösningar i enskilda bostäder eller i gruppboenden. Exempel på användningsområden är epilepsilarm, vandrings- och frånvarolarm eller ett trygghetslarm.

All in One meddelar vårdpersonal eller anhöriga genom att vidaresända larmet till en personsökare eller mobiltelefon.

Art.nr All in One: 330701  
Art.nr All in One Basic: 330700



**ABILIA**

## ALL IN ONE

All in One är en produkt som används med Abilias sensorer för att skapa en komplett lösning. Det kan gälla kroppssburna hjälpmedel såsom armbands-sändare för att skicka larm till vårdgivare på ett äldreboende. Ett annat exempel är installerade hjälpmedel som Emfit Epilepsilarm där larmet behöver nå t.ex. en förälder under natten. All in One registrerar larm från både kabelbaserade och trådlösa sensorer och ser till att larmet når en personsökare eller en mobiltelefon.

## SÄKERHET OCH FLEXIBILITET

All in One har god räckvidd vid fri sikt, vilket skapar en ökad rörelsefrihet inom t.ex. större byggnader. Räckvidden kan ökas ytterligare genom en Repeater vid behov.

Det har lagts stor vikt på säkerhet. All in One har en så kallad heartbeatfunktion som varnar om man hamnar utom räckvidd eller att det av andra skäl inte finns någon kontakt mellan sändare och mottagare.

All in One finns både med vibrator och ljud eller så kan den användas endast med vibrator. Det finns även en ytterligare vibrator som kan användas till exempel av en förälder till ett barn med epilepsi som vill vara helt säker på att vakna nattetid om något skulle inträffa.


All in One är lätt att använda med en tydlig och enkel design och montering. Mottagaren kan ta emot larm från fyra trådlösa sändare.

Lösningen består av två huvudenheter; en sändare och en mottagare i form av en personsökare alternativt en mobiltelefon.

## ALL IN ONE BASIC

All in One finns även i en enklare version; All in One Basic som har möjlighet att vidareända larm från kabelbaserade sensorer till en handmottagare.

All in One Basic har samma goda räckvidd och säkerhet som huvudmodellen.



\* Räckvidd vid fri sikt

### TEKNISK INFORMATION

#### All in One sändare

Mått mm (HxBxD): 140 x 105 x 30  
Radiofrekvens: 869,2375 MHz  
Räckvidd (fri sikt): 600 m

#### All in One pager

Mått mm (HxBxD): 91 x 55 x 23  
Vikt: 60 g inkl. batterier  
Radiofrekvens: 869,2375 MHz

#### TILLBEHÖR

Rörelsesensor 330706  
Universalsändare 330708  
Armbandsändare 330709

#### ART. NR