




Hurtigere kommunikasjon

Blisstavle

Blisstavle er et kjærkomment hjelpemiddel for erfarne blissbrukere. Den har også valgfri e-post og SMS-funksjon.

Blisstavle med ordforslag gir et utvidet verktøy for hurtigere kommunikasjon. Når man velger et symbol vil dette skrives til en skrivelinje øverst på skjermen, og man får forslag til mulig neste ord. Disse forslagene hentes fra Blissarkivet som følger med.

HMS NR: 021095



ABILIA

BLISSTAVLE

Programmet forutsetter at man er kjent med blissymboler og symbolenes plassering. Blisstavla har nye Blissfarger og valgfri symbolprediksjon (forslag til neste ord), og mulighet for sending av e-post og SMS.

Blisstavle med ordforslag gir et utvidet verktøy for hurtigere kommunikasjon. Når man velger et symbol vil dette skrives til en skrivelinje øverst på skjermen, og man får forslag til mulig neste ord. Disse forslagene hentes fra Blissarkivet som følger med.

BLISSTAVLE OG ROLLTALK

Forsiden inneholder standard blisstavle, felteditor og inngang til andre nyttige funksjoner. Blisstavla er delt opp i områder, der områdene tilsvarer papirversjon av blisstavla. «Blisstavle med e-post og sms» forutsetter at Rolltalk er konfigurert for SMS og data funksjonalitet. På alle sider finnes symboler for e-post og SMS (med unntak av første side og siden med småord). Når man har skrevet noe man ønsker å sende klikker man på enten e-post eller SMS symbolet.

Blisstavle inngår i Rolltalk Communication Pack.

BLISSTAVLE - PAPIRUTGAVE

Vi har utarbeidet en ny norsk blisstavle i samarbeid med Blisskomiteen i ISAAC. Tavlen er inspirert av den nye svenske blisstavlen. Fargene er lysere enn det som tidligere har vært brukt, og dette gir bedre kontraster på papir og skjerm. Det nye Blissarkivet til Rolltalk Designer har også fått disse fargene.

Blisstavle er gruppert i kvadrater, med det mest typiske tegnet/overemnet øverst til venstre. Dette tegnet har en dypere bakgrunnsfarge enn de øvrige tegnene i gruppen. Dette gjør det lettere å finne frem for de som bruker den på dataskjerm.

TILBEHØR OG NEDLASTNING

Hvis man ønsker symbolprediksjon, dvs. at systemet foreslår neste ord, finnes tilbehøret «Bildebank Bliss for Rolltalk Designer» art.no 461336.

Hvis man ønsker Bliss symboltavle på papir kan den lastes ned som pdf for egen utskrift fra www.abilia.no.

BLISSTAVLE LEVERERES MED

Blissarkiv, Enkel veiledning og Blisstavle med epost og SMS.

