



# Større trygghet om natten

## Emfit Epilepsialarm

Emfit epilepsialarm er utviklet for deg som har epilepsi.

Alarmen registrerer tonisk-kloniske anfall når du ligger i sengen.

HMS NR: 175693 | ART NR: 464000



**ABILIA**

## EPILEPSIALARM

Emfit epilepsialarm består av en sensor som legges under madrassen i sengen. Sensoren kobles til en kontrollenhet som henges på veggen eller plasseres på nattbordet.

Emfit epilepsialarm har et justerbart lydsignal som kan utløses hvis du får et epileptisk anfall når du sover eller ligger og leser i sengen. Dette gir deg en trygghet siden alarmer varsler personal eller pårørende som er i nærheten.

I tilfeller der du ikke vil at lydsignalet skal høres i rommet, er det mulig å viderekoble alarmer til en personsøker (tilbehør: All in One Basic) eller en mobiltelefon (tilbehør: All in One). Den tekniske løsningen tilpasses i henhold til boligens fysiske miljø samt ønsker og rutiner for hvordan alarmer skal tas imot.

Emfit epilepsialarm inngår i en serie pålitelige alarmprodukter som er godt utprøvd og brukes både i hjemmemiljø og omsorgsboliger verden over.



### TEKNISK INFORMASJON

#### SENSOR

Størrelse 400 x 580 x 1,5 mm  
Material Polyester  
Kabellengde 300 mm

#### KONTROLLENHET

Størrelse 97 x 127 x 30 mm  
Vekt 150 g  
Farge Hvit  
Batteri 2 stk 1,5 V, AA-batterier

#### TILBEHØR

Strømadapter  
Veggfeste  
All in One  
All in One Basic

#### ART NR

464015  
464005  
330701  
330700

#### HMS NR

197646  
212977  
212976