



## Få snabb hjälp

### Emfit Epilepsilarm

Emfit epilepsilarm är utvecklat för dig som har epilepsi.

Larmet registrerar toniska-kloniska anfall när du ligger i din säng.

Art.nr: 464000



**ABILIA**

## EPILEPSILARM

Emfit epilepsilarm består av en sensor som läggs under madrassen i sängen. Sensorn ansluts till en kontrollenhet som hängs på väggen eller placeras på sängbordet.

Emfit epilepsilarm har en justerbar ljudsignal som kan låta om du får ett epileptiskt anfall när du sover eller ligger och läser i din säng. Detta ger dig en trygghet eftersom larmet uppmärksammar personal eller anhöriga som är i närheten.

I de fall du inte vill att ljudsignalen ska höras i ditt rum, finns det möjlighet att vidarekoppla larmet till en personsökare (tillbehör All in One Basic) eller en mobiltelefon (tillbehör All in One). Den tekniska lösningen anpassas efter bostadens fysiska miljö samt önskemål och rutiner för hur larmet ska tas emot.

Emfit epilepsilarm ingår i en serie tillförlitliga larmprodukter som är väl beprövade och används i både hemmiljö och särskilt boende runt om i världen.



Sensorn placeras under madrassen

### TEKNISK INFORMATION

#### SENSOR

Storlek	400 x 580 x 1,5 mm
Material	Polyester
Kabellängd	300 mm

#### KONTROLLENHET

Storlek	97 x 127 x 30 mm
Vikt	150 g
Färg	Vit
Batteri	2 st 1,5 V, AA-batterier

#### ART.NR

#### TILLBEHÖR

464015	Strömadapter
464005	Väggfäste
330701	All in One
330700	All in One Basic