



Få snabb hjälp vid anfall

Falck Epilepsilarm

Falck epilepsilarm är utvecklat för dig som har epilepsi och behöver snabb hjälp vid anfall av olika slag. Larmen registrerar och larmar vid anfall i form av kramper, muskelryckningar, rytmiska rörelser, ljud eller där fukt och vätska är ett symptom. Sensorerna är mycket känsliga vilket gör att de kan registrera även mycket svaga anfallssignaler. Du kan använda larmen både i sängen och i en stol.

Falck EpiKlon avger ett larm när du får ett epileptiskt anfall. Larmet kopplas trådlöst vidare till en personsökare eller en mobiltelefon, för att uppmärksamma anhöriga eller stödpersoner.

Det ger dig en tryggare och säkrare vardag.



ABILIA

LARM FÖR OLIKA TYPER AV ANFALL

Falck epilepsilarm ingår i en serie tillförlitliga larmprodukter som är väl beprövade och används i både hemmiljö och särskilt boende runt om i världen. Använd det larm som passar ditt behov.



Falck EpiKlon - Registrerar kramper

Falck EpiKlon är ett epilepsilarm som registrerar anfall av typen Generaliserande Tonisk-Kloniska anfall (GTK) i säng eller stol. Rörelsesensorn placeras i sängen under en kraftig bäddmadrass eller skumgummimadrass. Den kan även fästas under resår madrassen.



Falck EpiFukt - Registrerar fukt

Falck EpiFukt är ett epilepsilarm som registrerar fukt (urinavgång, svettning, kräkning, salivering) i samband med epileptiskt anfall. Fuktsensorn placeras intill kroppen i säng, stol eller vilstol. EpiFukts känslighet kan ställas in för både små och stora mängder fukt.



Falck EpiMyo - Registrerar enstaka kramper och muskelryckningar

Falck EpiMyo är ett epilepsilarm som registrerar enstaka kramper och muskelryckningar i samband med epileptiskt anfall. Muskelsensorn placeras på en arm eller ett ben med ett elastiskt band. EpiMyos känslighet gör den lämplig även vid anfall med mycket svaga muskelryckningar.



Falck EpiTon - Registrerar anfall i form av ljud

Falck EpiTon är ett epilepsilarm som registrerar ljud (skrik, smackning etc.) i samband med epileptiskt anfall. Mikrofonsensorn placeras så nära munnen som möjligt, t.ex. fäst i kläder eller på sänggavelns huvudsida. EpiTons känslighet gör den lämplig även vid anfall med mycket svaga ljud.

VIDARESÄNDNING AV LARMET

Falck Epi produkterna avger ett larm när du får ett epileptiskt anfall. Via en extern larmgivare (tillbehöret All in One) kopplas larmet trådlöst vidare till en personsökare eller en mobiltelefon, för att uppmärksamma anhöriga eller stödpersoner. Den tekniska lösningen anpassas efter bostadens fysiska miljö samt önskemål och rutiner för hur larmet ska tas emot.

TEKNISK INFORMATION

Strömförsörjning: Använd enbart Falcks versioner
Spänning: 12 V DC 4 polig modularkontakt
Strömförbrukning: 110 mA
Storlek: 16 x 10 x 4,5 cm
Utgång: 6 polig modularkontakt
och 12 V DC strömförsörjning
Sensor ingång: 8 polig modularkontakt

PRODUKT

ART NR

Falck EpiKlon 323800
Falck EpiTon 323801
Falck EpiMyo 323802
Falck EpiFukt 323803

TILLBEHÖR

VIDARESÄNDNING

All in One 330701
All in One Basic 330700
Batteri Back-Up 323808

ART NR