

För ett socialt liv Lightwriter[®] serien

Lightwriter är ett hjälpmedel för dig som kan läsa och skriva, men har svårigheter att kommunicera genom tal. Med Lightwriter kan du göra din stämma hörd, hålla kontakt med vänner och delta i sociala aktiviteter på arbetet eller på fritiden. Även i stökiga, soliga eller dåligt upplysta miljöer.

Genom att använda dubbla skärmar, kan din kommunikationspartner läsa texten samtidigt som ni har en naturlig dialog, inklusive engagemang genom gester och kroppsspråk.



ABILIA




Lightwriter är ett hjälpmedel för dig som kan läsa och skriva, men har svårigheter att kommunicera genom tal. Med Lightwriter kan du hålla kontakt med vänner och delta i sociala aktiviteter på arbetet eller på fritiden. Även i stökiga, soliga eller dåligt upplysta miljöer.

FÖR ETT AKTIVT LIV

Vill du leva ett mer aktivt liv? Vill du kunna umgås med vänner och kommunicera med dem oavsett vilken miljö du befinner dig i? Med Lightwriter kan du kommunicera, med text och tal, även i folksamlingar där det är en hög ljudnivå eller när du är på språng.

HÅLL KONTAKT MED VÄNNER OCH FAMILJ

Att hålla kontakt med vänner och familj är viktigt för alla människor. Om man sätter i ett SIM-kort kan du skicka textmeddelanden till vänner och familj. Du kan också använda SL40 Connect för att ringa och ta emot samtal. Dina kontakter kan du lägga in i telefonboken.



LÄTT ATT KOMMUNICERA

Lightwriter har två belysta displayer, du och din kommunikationspartner kan läsa texten samtidigt som ni har en naturlig dialog ansikte-mot-ansikte, inklusive engagemang genom gester och kroppsspråk. Displayerna är designade för att vara lättlästa även utomhus i starkt solljus. Högtalaren har väldigt god ljudkvalitet och är vänd mot den du samtalar med för bästa möjliga kommunikation. Lightwriter är lätt att använda, med en knapptryckning är du igång.



"Jag gillar att jag kan prata med många olika människor när jag är ute"

HA MED DEN ÖVERALLT

Lightwriter är liten, bärbar och levereras med en bärväska, så du kan ha den med överallt. Den är robust och tål vardagliga stötar och slag. Man kan även komplettera med ett plasthölje som skyddar tangenterna mot stänk av vätska och en praktisk bärrem (säljs separat).

Batteritiden är så lång att du kan använda din Lightwriter så mycket som du vill hela dagen, så länge du laddar den varje natt.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Lightwriter har en användarvänlig meny och utmärkt ljudkvalitet med hjälp av text-till-tal teknik (Acapela). Lightwriter lär sig vilka ord du brukar använda och förutser vad du tänkt skriva och föreslår olika alternativ. Förutom att skriva in text, är det möjligt att i förväg lagra ord och fraser, för snabbare kommunikation.

Lightwriter levereras med raster, vilka kan hjälpa till att vägleda fingrarna till rätt plats och undvika oavsiktliga knapptryckningar. Det är perfekt om du har dålig finmotorik eller är på språng.

ANDRA FUNKTIONER SOM FORENKLAR DIN VARDAG

Det finns andra funktioner som förenklar din vardag, exempelvis kan du lägga in larm som påminner dig om viktiga händelser. Du kan även använda Lightwriter som fjärrkontroll för att styra din omgivning, tex din TV. I anteckningsboken kan du spara viktiga SMS, egna anteckningar mm.



VILL DU VETA MER?

Det finns fler funktioner i Lightwriter än de som beskrivits här. Läs mer i våra bruksanvisningar och i vår "snabbguide" som du hittar på vår hemsida www.abilia.se. Vi håller även kurser, workshops och demonstrationer i hela landet. Kontakta någon av våra konsulenter för mer info genom att ringa 08- 595 694 00 eller skicka e-post till info@abilia.se

ÖNSKAR DU BESÖK?

Vi kommer gärna ut och visar våra hjälpmedel. Du kan ta kontakt med länsansvarig konsulent genom att ringa 08-594 694 00 eller skicka e-post till info@abilia.se för att boka en tid.

SUPPORT

Support och hjälp med våra hjälpmedel får du genom att ringa 08-594 694 00 eller skicka e-post till info@abilia.se



ARTIKELNUMMER

Lightwriter SL40:	Art.nr: 101301
Lightwriter SL40 Connect:	Art.nr: 101401
Lightwriter SL40 Connect S:	Art.nr: 101410

Bärväska:	Art.nr: 101332
Bärrem:	Art.nr: 101315
Billaddare:	Art.nr: 101314
Plastskydd standard/grund	Art.nr: 101340
Plastskydd djup	Art.nr: 101341

LIGHTWRITER LEVERERAS MED

Tre olika raster, Bärväska, Laddare, Verktogsset, Bruksanvisning och guide, USB- minne (endast Connect).

TEKNISK INFORMATION

Storlek:	240 mm x 140 mm x 55 mm
Vikt:	870 gram
Talsyntes:	Acapela HQ, Emma, Erik och Elin
GSM-modul:	Siemens GSM
Batterier:	Laddbart Nickel Metal Hybrid
Batteritid:	Hela dagen vid aktivt bruk

TILLBEHÖR

Fästplatta för rullstol och bordstativ:	Art.nr: 101317
Deassy Bordstativ:	Art.nr: 101311
Deassy Rullstolsfäste:	Art.nr: 101318