



Føl deg uavhengig

Nova

Nova er et ferdig programoppsett for personer med nedsatt taleevne eller motorikk og krever minimal opplæring. Kommunikasjonen foregår med talesyntese der tekst kan leses opp eller sendes som SMS eller e-post.

Ferdige setninger som brukes ofte kan lagres og brukes på nytt. Brukeren kan også selv endre på uttalen for å bli mer personlig.

Nova er inkludert i Rolltalk Communication Pack, art.nr 461333.

ART NR: 461333 | HMS NR: 233908



ABILIA

FORHÅNDSLAGET PROGRAMOPPSETT

Nova er et forhåndslaget programoppsett for tekstbasert bruk. Endringer gjøres fra brukermodus. Det ferdige programoppsett inneholder funksjoner som tastatur, omgivelseskontroll, Internett, Windows, fraser, tilpasset betjeningsløsning, styre rullestol, sosiale medier og mye mer.

HVORFOR ER NOVA UNIKT?

Tilpasning gjøres raskt og enkelt på skjermen, uten behov for å aktivere redigeringsmodus. Alle funksjoner er lett tilgjengelige for brukeren. Tilpasning av programmet skjer raskt og enkelt, også for nybegynnere.

HVEM ER NOVA TILPASSET TIL?

Den tilpassede målgruppen er personer med nedsatt taleevne eller motorikk, Cerebral Parese, ALS, høye ryggmargskader og andre personer som behøver et alternativ til en standard datamaskin. Nova er tilpasset flere betjeningsløsninger, som touch, hodemus og øyestyling.

HVILKE MASKINER KAN NOVA BRUKES PÅ?

Rolltalk Touch

Rolltalk Touch med Rolltalk Designer Complete er beregnet for personer som kan betjene talemaskinen ved å trykke på skjermen.

Rolltalk ASK


Rolltalk ASK med Rolltalk Designer Complete er en talemaskin som er beregnet for personer med behov for en alternativ betjeningsløsning som for eksempel bryter, joystick, hodemus eller lignende.

Rolltalk Eye

Rolltalk Eye med Rolltalk Designer Complete er beregnet for personer som må betjene talemaskinen med øyestyling.

Rolltalk og rullestolstyring

Rolltalk ASK og Rolltalk Eye finnes også i versjoner som kan styre en rullestol. De heter Rolltalk ASK Drive og Rolltalk Eye Drive. Med disse modellene kan brukeren selv styre rullestolen, endre sittestilling med mer via valgfri betjeningsløsning.



Rolltalk Touch



Rolltalk ASK



Rolltalk Eye

PRODUKT

Rolltalk Touch med Rolltalk Designer Complete

Rolltalk ASK med Rolltalk Designer Complete

Rolltalk ASK Drive med Rolltalk Designer Complete

Rolltalk Eye med Rolltalk Designer Complete

Rolltalk Eye Drive med Rolltalk Designer Complete

ART NR

233904

233919

233925

233913

233916

Rolltalk Designer Complete er en programvare som inneholder Rolltalk Designer og Elektronisk PODD, **Nova**, Blisstavle og PCS kommunikasjonstavle.