



Deltakelse for alle

Rolltalk talemaskiner

Rolltalk er utviklet for å gi personer som trenger tekst og/eller symbolbasert kommunikasjon en tydelig stemme. Talemaskinene leveres med verktøyprogrammet Rolltalk Designer og flere ferdige kommunikasjonsoppsett.

Rolltalk Touch med Rolltalk Designer Complete er beregnet for personer som kan betjene talemaskinen ved å trykke på skjermen.

Rolltalk ASK med Rolltalk Designer Complete er en talemaskin som er beregnet for personer med behov for en alternativ betjeningsløsning som for eksempel bryter, joystick, hodemus eller lignende.

Rolltalk Eye med Rolltalk Designer Complete er beregnet for personer som må betjene talemaskinen med øyestyring.

Rolltalk ASK og Rolltalk Eye finnes også i versjoner som kan styre en rullestol. De heter Rolltalk ASK Drive og Rolltalk Eye Drive. Med disse modellene kan brukeren selv styre rullestolen, endre sittestilling med mer via valgfri betjeningsløsning.

Rolltalk Touch



Rolltalk ASK



Rolltalk Eye



Rolltalk Designer er en programvare for Rolltalk og PC med Windows. Rolltalk Designer gir mulighet for å lage eget brukerprogram og gir tilgang til fri redigering samt flere kommunikasjonsoppsett. Rolltalk Designer inneholder PCS og Rolltalk bildebank, talesynteser med både voksen- og barnestemmer, omgivelseskontroll og eksempler.

Rolltalk Designer Complete er en pakke som inneholder Rolltalk Designer og Elektronisk PODD, Nova, Blisstavle og PCS kommunikasjonstavle.

Rolltalk Touch
Rolltalk Touch Mini
Rolltalk ASK
Rolltalk ASK Mini
Rolltalk ASK Drive
Rolltalk Eye
Rolltalk Eye Drive

Innhold

Maskinvare med Rolltalk Designer Complete	233904	233910	233919	233922	233925	233913	233916
Maskinvare med Rolltalk Designer	233905	233911	233920	233923	233926	233914	233917
Maskin	233909	233912	233921	233924	233927	233915	233918

Montering

Presentasjonstativ	219507	219507	×	×	×	×	×
Daessy bordstativ	021114	×	021114	021114	021114	021114	021114
Tablet holder	231780	233937	✓	233937	×	✓	×
Trillebord med Daessy feste-anordning	025702	025702	025702	025702	025702	025702	025702
Daessy rullestolfeste	021105	021105	021105	021105	021105	021105	021105
Wilma festebrakett	021107	021107	021107	021107	021107	021107	021107
Daessy justerbart hurtigfeste	195798	195798	195798	195798	195798	195798	195798

Betjening

Intelligaze øyestyring	219508	×	219508	×	196020	✓	✓
Hodemus - Tracker Pro	079869	×	079869	×	079869	079869	079869
Mus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tastatur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Annet tilbehør

Abilia Multibox	✓	✓	✓	✓	×	✓	×
GSM Dongle	233932	233932	✓	✓	✓	✓	✓
Powerbank	230399	230399	230399	230399	×	230399	×
USB HUB	233935	233935	✓	✓	233935	✓	233935
Rugged case	233936	233939	✓	✓	×	✓	×
Beskyttelsestrekk	156673	×	156673	×	×	156673	×
Fingerguide til Rolltalk	233933	233933	233933	233933	233933	233933	233933

Rullestoljustering

Rolltalk PowerArm	199499	199499	199499	199499	199499	199499	199499
R-Net strømadapter for rullestol	×	216920	×	216920	×	×	×
DX strømadapter for rullestol	×	216921	×	216921	×	×	×

Fakta

Mål i mm (H×B×D)	177×280×11	130x212x10	230×310×40	163x250x25	230x300x48	275×310×40	280x300x48
Vekt	710 g	292 g	1920 g	1050 g	2670 g	2300 g	3040 g
Skjerm	10,8"	8"	10,8"	8"	12,1"	10,8"	12,1"
Kamera	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak
Batterilevetid	8 timer	8 timer	8 timer	8 timer	2,5 timer	2,5 timer	2,5 timer
Operativsystem	Win 10	Win 10	Win 10	Win 10	Win 7	Win 10	Win 7
Lagring	128 GB	64 GB	128 GB	64 GB	120 GB	128 GB	120 GB

✓ Inkludert × Ikke mulig