



Deltakelse for alle

Rolltalk talemaskiner

Rolltalk er utviklet for å gi personer som trenger tekst og/eller symbolbasert kommunikasjon en tydelig stemme. Talemaskinene er robuste og vanntette og leveres med verktøyprogrammet Rolltalk Designer og flere ferdige kommunikasjonsoppsett.

Rolltalk Touch 2 med Rolltalk Designer Complete er beregnet for personer som kan betjene talemaskinen ved å trykke på skjermen. Rolltalk Touch 2 fås med 12 eller 8 tomers skjerm.

Rolltalk ASK 2 med Rolltalk Designer Complete er en talemaskin som er beregnet for personer med behov for en alternativ betjeningsløsning som for eksempel bryter, joystick, hodemus eller lignende. Rolltalk ASK 2 fås med 12 eller 8 tomers skjerm.

Rolltalk Eye 2 med Rolltalk Designer Complete er beregnet for personer som må betjene talemaskinen med øyestyring.

Rolltalk ASK og Rolltalk Eye finnes også i versjoner som kan styre en rullestol. De heter Rolltalk ASK Drive og Rolltalk Eye Drive. Med disse modellene kan brukeren selv styre rullestolen, endre sittestilling med mer via valgfri betjeningsløsning.

Rolltalk Touch 2



Rolltalk ASK 2



Rolltalk Eye 2



ABILIA

Rolltalk Designer er en programvare for Rolltalk og PC med Windows. Rolltalk Designer gir mulighet for å lage eget brukerprogram og gir tilgang til fri redigering samt flere kommunikasjonsoppsett. Rolltalk Designer inneholder PCS og Rolltalk bildebank, talesynteser med både voksen- og barnestemmer, omgivelseskontroll og eksempler.

Rolltalk Designer Complete er en pakke som inneholder Rolltalk Designer og Elektronisk PODD, Nova, Blisstavle og PCS kommunikasjonstavle.

Rolltalk Touch 2
Rolltalk Touch 2 mini
Rolltalk ASK 2
Rolltalk ASK 2 mini
Rolltalk ASK Drive
Rolltalk Eye 2
Rolltalk Eye Drive

Innhold

Maskinvare med Rolltalk Designer Complete	462310	462313	462322	462325	461328	462316	461319
Maskinvare med Rolltalk Designer	462311	462314	462323	462326	461329	462317	461320
Maskinvare	462312	462315	462324	462327	461330	462318	461321

Montering

Bordstativ MEMOplanner Medium og Rolltalk Touch /mini	462860	462860	×	×	×	×	×
Daessy bordstativ	000521	000521	000521	000521	000521	000521	000521
Monteringskit	462330	462329	✓	✓	×	✓	×
Trillebord med Daessy festeanordning	000540	000540	000540	000540	000540	000540	000540
Daessy rullestolfeste	000520	000520	000520	000520	000520	000520	000520
Wilma festebrakett	000525	000525	000525	000525	000525	000525	000525
Daessy justerbart hurtigfeste	000532	000532	000532	000532	000532	000532	000532

Betjening

Intelligaze øyestyring	461109	×	461109	×	000886	✓	✓
Hodemus - Tracker Pro	000730	000730	000730	000730	000730	000730	000730
Mus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tastatur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Annet tilbehør

Skulderreim	462328	462328	×	×	×	×	×
Abilia Multibox	461166	461166	✓	✓	×	✓	×
Strømforsyning fra el.rullestol	462332	462331	462332	462331	001320-001325	462332	001320-001325
Fingerguide	461145	461145	461145	461145	461145	×	461145
Beskyttelsestrekk	×	×	462340	462344	×	462340	×
Rolltalk Powerarm (motor til Daessy rullestolfeste)	000551	000551	000551	000551	000551	000551	000551
Transportveske	462343	101332	462343	101332	×	×	×

Fakta

Mål i mm (H×B×D)	210x313x23	147x228x16,5	210x313x51	147x228x44,5	230x300x48	255x313x55	280x300x48
Vekt	1300 g	630 g	1950 g	1117 g	2670 g	2500g	3040 g
Skjerm	12,2"	8"	12,2"	8"	12,1	12,2"	12,1"
Kamera	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak	Fram/bak
Batterilevetid	8 timer	8 timer	8 timer	8 timer	2,5 timer	4,5 timer	2,5 timer
Operativsystem	Windows 10	Windows 10	Windows 10	Windows 10	Windows 7	Windows 10	Windows 7
Lagring	128 GB	64 GB	128 GB	64 GB	120 GB	128 GB	120 GB

✓ Inkludert × Ikke mulig