

Snakke med selvtillit Micro Voice Stemmemforsterker

Micro Voice Stemmemforsterker er perfekt for deg som har en svak eller anstrengt stemme, og for deg som stadig bruker stemmen kraftig.

Micro Voice Stemmemforsterker er designet slik at du, uansett om du er rekonvalesent etter en operasjon eller har en mer permanent skade på stemmebåndene, får uttrykt deg høyt og tydelig uten å anstrenge deg eller skade stemmen ytterligere.

Micro Voice Stemmemforsterker gir deg trygg kontroll over stemmevolumet i støyende omgivelser, til grupper av personer, innendørs og utendørs.

Art.nr: 462220 | HMS.nr: 199129



ABILIA

ALT DU ØNSKER FRA EN STEMMEFORSTERKER

På bakgrunn av brukernes tilbakemeldinger har vi forbedret lyd kvaliteten, slik at du får en høy og tydelig stemme med redusert forvrengning og feedback.

I tillegg til at batteriet er raskt å lade, har det nå også ekstremt lang levetid, så du ikke behøver å bekymre deg for om det er ladet hver gang du går ut.

ENKEL Å BRUKE

Vi har inkludert bare de funksjonene du trenger og har beholdt en intuitiv og enkel betjening - det er bare å slå den på og begynne å snakke i mikrofonen. De fargede LED-indikatorene viser hvilken modus den står i.




DESIGNET FOR DIN HVERDAG

Med sitt diskret og kompakte, svarte etui, er Micro Voice Stemmeforsterker lett og mobil nok til at du kan bære den på deg eller ha den med deg. Mute-funksjonen gjør at du kan gå over til å snakke privat med dem som er nærmest, uten at du trenger å slå av forsterkeren.



KAN TILPASSES NETTOPP DIN LIVSSTIL

Velg blant mikrofoner av høy kvalitet; en AVI hodesettmikrofon; en diskret jakkeslagmikrofon som kan klipses fast på klærne, eller en transdermal mikrofon som plasseres nær strupen - designet for å oppfatte også en svært svak stemme. Det er også mulig å bruke lydutgangen til å plugge i en ekstern enhet, f.eks. en høyttaler.



Mikrofon mygg



Strupmikrofon



Headset

MICRO VOICE STEMMEFORSTERKER LEVERES KOMPLETT MED


lader, belteklips og midjebelte, brukermanual, én valgt mikrofon.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Mål: 122 x 67 x 32mm
Vekt: 210g
Ut/innganger: 3.5mm mono input, 3.5mm stereo output.
Batteri: Integriert oppladbart batteri 40timmar aktiv 200t standby

ALTERNATIV AV MIKROFON

Mikrofon, justerbar beige
Art nr: 462201



Mikrofon, sort headset
Art nr: 462206



Mikrofon mygg
Art nr: 151054

