

Prata med självförtroende Micro Voice Röstförstärkare

Micro Voice röstförstärkare är perfekt för dig med svag eller ansträngd röst, eller som ofta använder din röst intensivt.

Om du återhämtar dig efter en operation, eller har mer bestående skador på stämbanden, hjälper röstförstärkaren dig att tala högt och tydligt utan att rösten ansträngs eller skadas ytterligare.

Med röstförstärkaren kan du tryggt styra röstvolymen i bullriga miljöer, t.ex. när du talar inför större grupper, både inomhus och utomhus.

Röstförstärkare med beige headset: 462220
Röstförstärkare med svart headset: 462230



ABILIA

ALLT DU BEHÖVER FRÅN EN RÖSTFÖRSTÄRKARE

Med utgångspunkt från användarnas feedback har vi förbättrat ljudkvaliteten, vilket ger dig en hög, tydlig röst med minskad distorsion och rundgång.

Batteriet går inte bara fort att ladda utan har nu även extra lång hållbarhet. På så sätt behöver du inte oroa dig för om enheten är laddad varje gång du går ut.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Vi har bara tagit med de funktioner du behöver för enkel och intuitiv användning – det är bara att sätta på röstförstärkaren och tala i mikrofonen. De färgade lysdioderna visar vilket läge enheten befinner sig i.



DESIGNAD FÖR DIN VARDAG


Micro Voice har ett diskret svart hölje i kompakt format och är lätt att ha på sig eller hålla.

Tack vare mutefunktionen kan du fortsätta att prata privat med dem intill dig utan att stänga av förstärkaren.



SKRÄDDARSYDD FÖR DIN LIVSSTIL


Välj mellan ett kvalitetsheadset (AVI); en diskret myggmikrofon att fästa i kläderna eller en strupmikrofon som placeras nära halsen och plockar upp svaga ljud. Det går också att använda ljudutgången för att ansluta till en extern enhet som t.ex. en högtalare.



Mygg mikrofon



Strupmikrofon



Headset

MICRO VOICE RÖSTFÖRSTÄRKARE TILLHANDAHÅLLS MED

Laddare, bältesclips och midjebälte,
bruksanvisning och ett mikrofonalternativ.

TEKNISK INFORMATION

Storlek:	122 x 67 x 32mm
vikt:	210g
Ut/inngång:	3.5mm stereo, 3.5mm mono.
Batteri:	Integrerat laddningsbart batteri 40timmar aktivt, 200h standby

MIKROFONALTERNATIV

Mikrofon, justerbar
beige headset
Art nr: 462201



Mikrofon, ej justerbar
svart headset
Art nr: 462206



Myggmikrofon
Art nr: 151054



ABILIA