

LOGAN® PROXTALKER®

en lättanvänd samtalsapparat som använder brickor med bilder för att enkelt skapa vanligt tal

LOGAN® PROXTALKER®



*Min talapparat är enkel att använda.
Jag väljer en symbol, lägger den på
knappen och trycker. Proxtalker
säger det jag önskar!* ”



LOGAN® PROXTALKER® är en lättanvänd samtalsapparat som använder RFID teknologi lagrat på små brickor för att återskapa vanlig tal.

EGENSKAPER

- Robust
- Mycket bra ljud
- Enkel volymreglering
- Lång batteritid
- Vattenavstötande
- Mycket enkel att lära
- Färdigt inspelat tal
- Möjlighet att spela in eget tal
- Möjlighet till personlig anpassning med symboler, text och ljud
- Proxtalker växer med barnet
- 1 GB Minne/ 30.000 kodbrickor
- 2-8 sek taltid per kodbricka

Proxtalker är mycket lämplig för barn som är vana med PECS, barn med kommunikationssvårigheter och även personer med kommunikationssvårigheter relaterat till demens.

PROXTALKER LEVERERAS MED

- Proxtalker i väska / väska med axelrem
- 4 Velcro sidor
- 80 kodbrickor med symboler och färdigt inläst tal
- 20 blanka kodbrickor
- "Läs allt" - kodbricka
- 6 kodbrickor med
 - Inspelning
 - Radera
 - Volym upp
 - Volym ner
 - Batterikontroll
 - Diagnostik (versionsnummer)

LOGAN® PROXTALKER®

> ARTIKELNR. 463100

> FÖR MER INFORMATION: besök vår hemsida www.abilia.se