



FALCK IGEL

Kommunikation
Kognition
Larm

Enkla talapparater från AbleNet BIGmack, LITTLE step-by-step, LITTLEmack



Enkla **talapparater** där meddelandet läses in direkt på apparaten. Går att koppla till t.ex. en leksak som aktiveras genom ett tryck på talapparaten. Finns i flera färger och modeller.

Vi jobbar med hjälpmedel - det handlar om människor

www.falckigel.se

BIGmack, Röd**540200**

BIGmack är en stor talande kontakt med möjlighet att spela upp ett inläst meddelande.

75 sekunders taltid/inspelningstid.

Lätt att läsa in meddelanden.

LITTLE step-by-step, Svart**548540**

LITTLE step-by-step är en liten talande kontakt med möjlighet att spela meddelanden i sekvens.

75 sekunders taltid/inspelningstid. Lätt att läsa in på den.

Kan koppla samman flera i en rad.

Finns i flera färger:

Blå 548537

Grön 548539

Gul 548535

Röd 548533

LITTLEmack, Svart**548528**

LITTLEmack är en liten talande kontakt med möjlighet att spela upp ett inläst meddelande.

75 sekunders taltid/inspelningstid.

Lätt att läsa in på den.

Kan koppla samman flera i en rad.

Finns i flera färger:

Blå 548527

Grön 548529

Gul 548531

Röd 548541



Snap brytarlock för att placera symbol medföljer

Version september 2008

Falck Igel AB**Stockholm**

Liljeholmsvägen 30 B

117 61 Stockholm

Tlf (+46) 8 695 69 40

Fax (+46) 8 695 69 49

Gävle

Tlf. (+46) 8 695 69 45

Fax (+46) 8 695 69 49

Lund

Tlf (+46) 8 695 69 46

Fax (+46) 8 695 69 49

falckigel@falckigel.se

www.falckigel.se