

Talara

en enkel, robust och mycket användarvänlig samtalsapparat



Nu kan jag prata med vem jag vill, och själv byta nivå när jag vill prata om något annat ”



TALARA-32

Talara-32 gör det enkelt att kommunicera för den som saknar eller har dåligt tal och språk. Den underlättar kommunikationen när man träffar nya personer eller byter miljö.

När man trycker på en tangent talas ett förinspelat meddelande upp. Överläggen går att anpassa individuellt med egna bilder och meddelanden.

Varje tangent består av en bild och ett meddelande. Det är lätt att spela in eller spela över ett gammalt meddelande om man vill. Totalt går det att spara 45 min inspelningstid. Meddelandena går att lagra i 4 nivåer, totalt 127 meddelanden. Meddelandena kan vara av valfri längd. Talara går att ställa in för 6 olika tangentbordsmönster från 2 till 32 st.

Talara-32 kan styras med direktpekning eller scanning med hjälp av en manöverkontakt.

Talara-32 är en enkel och robust samtalsapparat som är mycket lätt att hantera, användaren kan själv byta nivå och reglera volym.

TEKNISK INFORMATION

Storlek: 29 x 19 x 1 cm

Vikt: 0,8 kg

Batteridrift med Alkaline batterier eller uppladdningsbara NiMH batterier. Batteri 4 st 1,5V LR 6 ingår.

TILLBEHÖR

Hållare Talara Art.nr. 0281

Väska Talara Art.nr. 026125

Tangentbordsöverlägg 32 rutor Art.nr. 026120

Tangentbordsöverlägg 8 rutor Art.nr. 026115

TALARA

> ARTIKELNR. 026110

> FÖR MER INFORMATION: besök vår hemsida www.abilia.se