

Elektroniska kalendrar

Förgätmigej | Natt- och dagkalender |
Natt- och dagkalender med bild

Natt- och dagkalender med bild



- *För dig som glömmer vilken dag det är*
- *För dig som kan tappa vilken tid på dygnet det är*
- *För dig som vill slippa att fråga andra*



Elektroniska kalendrar

Många människor har svårt att komma ihåg vilken dag det är.
Några är också dygnsvilla och ringer anhöriga eller går ut mitt i natten.
Det kan skapa problem både för personen själv och anhöriga.

Produkterna är utprovade hos brukare som hade problem med tidsorientering.
Utprovnigen blev utförd i regi av EU-projektet Teknologi, etik och demens, ENABLE.
Resultatet visade att många hade nytta av kalendern.

Tidsintervallen på Natt- och dagkalender:

MORGON:	06 - 10
DAG:	10 - 18
KVÄLL:	18 - 23
NATT:	23 - 06

Tekniska data:

Vikt:	385 gram (Förgätmigej)
	335 gram (Natt- och dagkalender)
	480 gram (Natt- och dagkalender med bild)
Mått:	15 x 23 cm (Förgätmigej)
	18 x 11 cm (Natt- och dagkalender)
	18 x 24 cm (Natt- och dagkalender med bild)
Batterier:	Lithium-ion, CR 2032

Använd endast medföljande adapter 6 Volt. 200 mA (center negativ)



Förgätmigej



Natt- och dagkalender



Natt- och dagkalender
med bild

Elektroniska kalendrar

> ARTIKELNUMMER: Förgätmigej 508250

> ARTIKELNUMMER: Natt- och dagkalender 508251

> ARTIKELNUMMER: Natt- och dagkalender med bild 508252

> MER INFORMATION: Se vår hemsida, www.abilia.se