

VocaFlex Universal

Gir tale til den som ikke kan snakke selv



VOCaFLEX

- VocaFlex er et enkelt talehjelpemiddel med stor kapasitet
- Gir mulighet til å delta i samtaler og aktiviteter, snakke i telefonen, gi beskjeder og formidle ønsker
- Særdeles god lyd kvalitet
- Enkel å bruke, lett å skifte overlegg
- Robust og lett å ta med



ABILIA

GEWA AB | FALCK IGEL

Falck 3928 VocaFlex Universal	HMS: 025594	104028
Falck 3904 VocaFlex Rød	HMS: 025591	104004

VocaFlex er en taleboks hvor ord og setninger leses inn og lagres på løse SmartGuider (overlegg). Innlest tale blir avspilt når du trykker på ønsket felt. Overleggene kan enkelt byttes ut for å skifte tema. VocaFlex kjenner igjen strekkoden og henter automatisk opp ordforrådet fra overlegget du har lagt på. Leveres med SmartGuider og komplett perm.

VocaFlex Universal benytter 4, 8 og 16 felters SmartGuider og er den mest fleksible modellen.

Hvert felt inneholder 10 eller 20 sekunders taletid.
2 timers minnekapasitet.

VocaFlex Rød har 4 felters smartguider og ½ times minnekapasitet.

Tilbehør

Skulder og belteveske i skinn	HMS: 156144	115280
MidiMount Rullestolstativ til VocaFlex	HMS: 025678	104938
Komplett perm til Falck 3928 (Universal)	HMS: 136478	104908
Komplett perm til Falck 3904 (RØD)	HMS: 136477	104909
Aktiv Høytaler bærbar	HMS: 135805	752000
Falck SmartGuide Colour, 4 felter		104040
Falck SmartGuide Colour, 8 felter		104041
SmartGuide Colour, 16 felter		104042
Falck 3322 Telefontilkobling	HMS: 027293	200022
Boardmaker 5 for PC	HMS: 025633	750801

Tekniske data

Batteri Litium Ion (Lilon), 600mAh
Brukstil fullt batteri ca. 10 timer
Standby tid fullt batteri ca.40 dager
Mål 16 x 10 x 3 cm
Vekt 290 g
Trykkraft 50 til 100 g avhengig av tastestørrelse
Mål 16 x 10 x 3 cm



Skulder og belteveske



Det er lett å skifte overlegg



SmartGuide 4, 8 og 16 felter

Ver 1- 2010

Abilia AS, Postboks 123, 4952 Risør, Norway

Phone +47 37 14 94 50 | Fax +47 37 14 94 70 | info@abilia.no | www.abilia.no



ABILIA

GEWA AB | FALCK IGEL